

schülke →



Быстрая дезинфекция поверхностей медицинских изделий и медицинской техники, а также дезинфекция поверхностей.

МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки

Наше преимущество:

- Готовые к применению жидкость и салфетки для дезинфекции поверхностей за короткое время
- Широкий спектр антимикробной активности
- Хорошая переносимость материалами
- Быстрое высыхание без следа
- Без альдегида

Область применения

Для быстрой дезинфекции небольших по площади непористых гладких поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, оборудования, предметов ухода и медицинских изделий из металлов, резин и пластмасс, не контактирующих непосредственно с кожными покровами и слизистыми оболочками пациентов в лечебно – профилактических учреждениях, в службе скорой помощи, на предприятиях фармацевтической и пищевой промышленности, коммунальных объектах, в учреждениях социального обеспечения и детских учреждениях, в парикмахерских и косметических салонах, в быту.

Микробиологическая активность

Обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза) вирусов (ротавирусы, парентеральные гепатиты, ВИЧ) грибов

Указания по применению

Рабочий раствор:

Микроцид Ликвид нанести неразбавленным на поверхности в помещениях, приборов, оборудования, предметов обстановки, используя распылительную насадку, до полного смачивания с расстояния 30см при норме расхода - 50мл/м² обрабатываемой поверхности и оставить действовать.

Дезинфицирующие салфетки:

Поверхность тщательно протереть салфеткой, добиваясь её равномерного увлажнения.

Особые указания

Не глотать, избегать контакта с глазами, не обрабатывать поверхности покрытые лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, неустойчивых к действию спирта

Состав:

Микроцид® РФ: 100 г раствора содержат: 40 г пропан-2-ола, 22 г пропан-1-ола.

Содержание раствора действующего вещества на салфетку: В одном флаконе на 150 штук салфеток используется 320 г раствора действующего вещества. Соответственно в каждой салфетке содержится 2,13 г раствора действующего вещества.

Физико-химические данные:

Концентрат:

Внешний вид:	прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность (20 °С):	ок. 0,88 г/см ³
pH:	6,5 – 8,5
Температура возгорания:	24 °С (DIN 51 755)

МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки

Маркировка по степеням опасности по нормам ЕС

- Xi:** раздражающее действие.
- R10:** воспламеняется.
- R41:** опасность серьезного повреждения глаз.
- R67:** пары могут вызвать сонливость и оцепенелость.
- S23:** не вдыхать аэрозоль.
- S26:** при попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.
- S39:** работать в защитных очках или маске.
- S51:** применять в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранение

Хранить в плотно закрытых флаконах, в хорошо проветриваемых помещениях при комнатной температуре, отдельно от лекарств. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах недоступных для детей.



Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в соответствии с предписанием (Регистрационный номер: D-150-00003).

Представительство Шюлке & Майр в СНГ и России
123001 Москва | ул. Садовая-Кудринская, 32 стр. 1 | Тел: +7 (499) 270 58 75
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. | 1070 Wien | AUSTRIA | Tel: +43(1)523 25 01 | Fax: +43(1)523 25 01 60 | e-mail: office.austria@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH | 22840 Norderstedt | GERMANY | www.schuelke.com