АО «СКБ СО и Э»





БОРМАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ БПК-02

Руководство по эксплуатации ИРГЯ 942821.008 РЭ

г. Волгоград

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе, необходимо подробно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, где изложены все основные правила эксплуатации.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции бормашины в текстовой части руководства по эксплуатации и на рисунках могут быть некоторые отличия от поставляемого изделия, которые влияют на его функциональные свойства

Во избежание выхода электробормашины из строя <u>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</u> включать ее с незафиксированным инструментом.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Бормашина передвижная комбинированная БПК-02 (в дальнейшем «бормашина») предназначена для терапевтического и ортопедических работ в условиях стоматологических поликлиник, больниц и других лечебных учреждений.
- 1.2 Бормашина при эксплуатации устойчива к воздействию температуры от +10 до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания частоты 50±0,5 Гц, В:	220±22;
2.2. Потребляемая мощность, ВА не более:	1000;
2.3. Максимальная частота вращения инструмента	
электробормашины на холостом ходу, об/мин не более:	30000;
2.4. Минимальная частота вращения инструмента	
электробормашины на холостом ходу, об/мин не более:	3000;
2.5. Коэффициент стабилизации максимальной частоты	
вращенияэлектробормашиныпри изменении нагрузки	
от 0 до 5мН/м, не менее:	0,95;
2.6. Частота вращения инструмента пневмотурбинной	
бормашины на холостом ходу, об/мин:	300000±20%;
2.7. Обеспечиваемое рабочее давление воздуха, кПа:	от 190 до 300;
Обеспечиваемое рабочее давление воздуха, кг/см ² :	от 1,9 до 3;
2.8. Расход воды для охлаждения инструмента	
пневмобормашины при рабочем	
давлении, мл/мин:	10±5;
2.9. Расход воды через пистолет при рабочем	
давлении, мл/мин не менее:	150;
2.10. Расход воздуха через пистолет при рабочем	
давлении, л/мин не менее:	4;
2.11. Усилие, необходимое для включения педали, Н не более:	50;
2.12. Режим работы повторно-кратковременный	
с продолжительностью цикла 10 мин, при этом	
продолжительность работы в течение цикла, мин:	
- для электробормашины	1,5;
- для пневмобормашины	1,5;
- для пистолета	0,5;
2.13. По электробезопасности бормашина удовлетворяет требованиям	
ГОСТ Р 50267.0-92 выполняется по классу защиты 1 и типа В.	40
2.14. Масса без сменных и запасных частей, КГ не более:	40;
2.16. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более:	500x350x1000;

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Состав изделия и комплект поставки приведен в табл. 1.

Таблица 1 Обозначение Количество No Наименование документа шт. 1 4 3 1 Бормашина передвижная комбинированная БПК-02 1 ИРГЯ 942821.008 (без прокладок и сменных частей, флакона воды) Сменные части ТУ 9431-001-1 Наконечник турбинный НСТ-300-1 1 07509847-2003 ТУ 9431-002-2 1 Наконечник прямой НП-40 07509847-2003 3 Наконечник угловой НУ-40 ТУ 9431-002-1 07509847-2003 4 Флакон воды 1 Запасные части 1 Вставка плавкая ВП 1-1-5 А 000.480.003 TY 2 Эксплуатационная документация ИРГЯ 942822.008 РЭ Руководство по эксплуатации 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Общий вид бормашины приведен на рис.1.
- 4.2. Бормашина оснащена следующими функциональными узлами:
 - пневмобормашиной -1;
 - электробормашиной -2;
 - комбинированным пистолетом 3, на 3 функции (воздух, вода и смесь);
- 4.3. Бормашина состоит из следующих узлов:
 - стойка 5:
 - блок пневматический 6;
 - блока управления 7;
 - педали 8.
- 4.4. Блок управления состоит из панели управления –10, флакона воды 11.
- 4.5. На панели 10 расположены:
 - ручка регулятора расхода воды для охлаждения инструмента пневмобормашины 12;
 - ручка регулятора частоты вращения инструмента электробормашины 13
 - индикатор «СЕТЬ», информирующий зеленым свечением о подключении бормашины к сети 14.
- 4.6 Схемы электрические принципиальные приведены на рис. 3,4. Перечень элементов принципиальных электрических схем указаны в табл.2.
- 4.7. Схема пневмогидравлическая приведена на рис.2. Перечень элементов пневмогидравлическо1

схемы указан в табл.3. Воздух через глушитель Г1 всасывается компрессором КМ и подается в пневмораспределитель К1, откуда поступает к флакону воды ФВ, а через переходник П1 – к пистолету ПС. Вода через переходник поступает на штуцера «1» и электроклапан. При извлечении пистолета из держателя и нажатии на соответствующие кнопки из наконечника пистолета подается вода или воздух, а при нажатии на обе

кнопки – струя воздушно-водяной смеси. При извлечении из держателя пневмобормашины и нажатии на педаль срабатывает пневмораспределитель К1 и воздух поступает на привод турбинного наконечника, при этом вода от К2 через штуцер 2 и регулятор ВН поступает на охлаждение инструмента турбинного наконечника.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. По электробезопасности бормашина соответствует ГОСТ Р 5026.0-92 и выполняется по классу защиты І. По степени защиты от поражения электрическим током бормашины относится к типу В.
 - 5.2. Бормашина должна включаться в электрическую сеть, имеющую цепь заземления.
- 5.3. Все работы, связанные с монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом, производятся в обесточенном состоянии бормашины.
 - 5.4. Ежедневно по окончании работы бормашина должна быть отключена от электрической сети.
- 5.5.Включать электробормашину и пневмобормашину с незафиксированным инструментом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- 5.5. **ВНИМАНИЕ!** При перезагрузке электробормашины, включении ее с незафиксированным в наконечнике инструментом или коротком замыкании срабатывает защита электробормашины, о чем сигнализирует изменение света индикатора 14 с зеленого на красный. Для выхода из состояния защиты необходимо отпустить педаль, устранить причины срабатывания защиты и включить электробормашину повторным нажатием педали, при этом индикатор 14 должен светиться зеленым светом.

6. ПОДГОТОВКА БОРМАШИНЫ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1.Распаковать ящик, проверить комплектность и сохранность изделия после транспортирования. Протереть мягкой ветошью составные части бормашины до полного удаления смазки (консервации) и пыли.
 - 6.2. Подготовку бормашины к работе производить в следующем порядке:
 - залить дистиллированную воду во флакон 11 и подсоединить его;
- подключить сетевой шнур 9 к сети, при этом индикатор «СЕТЬ» 14 должен светиться зеленым светом.
 - 6.3. Проверить работоспособность пистолета.

Вынуть его из держателя, при этом должен заработать компрессор, присоединить наконечник. Нажать левую кнопку, из наконечника пистолета подается струя воды; при нажатии правой кнопки из наконечника подается воздух, при нажатии двух кнопок одновременно происходит подача воздушноводяной смеси. Убедившись в работоспособности пистолета установить его в держатель.

- 6.4. Вынуть из держателя электробормашину 2, включить педаль 8. Частота вращения инструмента бормашинырегулируется ручкой 13 (рис.1). Убедившись в работоспособности электробормашины, включить ее и установить в держатель выступом наружу для лучшей фиксации инструмента (рис.1).
- 6.5. Вынуть из держателя шланг пневмобормашины, присоединить наконечник, предварительно смазав его аэрозольной смазкой или маслом МП 704, закрепить в наконечнике инструмент, включить педаль; при работающей пневмобормашине открыть регулятор воды лицевой панели. Вода должна поступать на инструмент через 5-10 секунд при первом включении, при последующих включениях 1-2 секунды. Убедившись в работоспособности пневмобормашины, включить ее и установить в держатель, закрыть регулятор воды.

БОРМАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ БПК-02




Рис. 1

БОРМАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ БПК-02

Схема пневмогидравлическая принципиальная




Рис. 2

БОРМАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ БПК-02

Схема электрическая принципиальная




Рис. 3

ПЛАТА АСхема электрическая принципиальная




Рис.4

Перечень элементов схемы электрической принципиальной

Таблица 2

Обозначение Наименование		Кол-во	Примечание	
A1	Плата БЭУП-01.01.100	1		
С	Конденсатор К 50-38 В-2200 мкФ	1		
FU1;FU2	Вставка плавкая ВПБ-1 ОЮО.480.003 ТУ	2	5A	
К1	Пневмораспределитель П-РЭ3/2,5 1112 (24В) ТУ У00223800.016-96	1		
KV1	Реле 845H-1A-C 24VDC, 5кv	1		
KV2	Реле TRU, 24VDC-SB-CL	1		
M1	Компрессор мод. TW 500L	1		
M2	Электродвигатель ДДП-1-Н1-06 ОСТ 16.0.515.007-74	1		
	Резисторы			
R2, R3	С2-33H- 0,5-300 Ом ±5% - Д-В ОЖО.467.173 ТУ	2		
R4	СПЗ-9А-П-470 Ом ±10% - 16 ОЖО.468.357 ТУ	1		
S1, S3, S4	Микропереключатель A-202 3C(SQ) 5A 250B	3		
S2	Микропереключатель ВК-8 ТУ 25-02-1746-75	1		
TV	Трансформатор	1	1	
VD5,VD6, VD7, VD9	Диод КД243А аАО.336.800 ТУ	4		
VD8	Светодиод двухцветный КИПД-18А-М	1	красный-зеленый	
XP1	Вилка ВШ-ц-20-01-10-220 УХЛ (У 255) ТУ 16-434.041-84	1		



Перечень элементов схемы электрической принципиальной

Таблица 2

	<u>Конденсаторы</u>	
C3,C4	К50-35-63 В-22 мкф-В ОЖО.464.214 ТУ	2
C5	К50-35-16 В-470 мкф-В ОЖО.464.214 ТУ	1
C6	К10-17-50 В-4,7нф	1
	Резисторы	
R1,R2	С2-33H- 0,5-5,1 кОм ±5% - Д ОЖО.467.173 ТУ	2
R3,R1	3362W – 330 OM	2
R5,R14	3362W — 1 кОм	2
R6	С2-33H- 0,25-1 кОм ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	1
R7,R10	С2-33H- 0,25-51 Ом ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	2
R8,R13	С2-33H- 0,25-300 Ом ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	2
R9	С2-33H- 0,5-1,5 кОм ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	1
R12	С2-33H- 2-1 Ом ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	1
R15	С2-33H- 0,5-2,7 кОм ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	1
R16	С2-33H- 0,125-15 кОм ±5% - Д ОЖО.46.173 ТУ	1
VD1VD4	Диод КД226А аАО.336.543 ТУ	4
VD6	Стабистор КС119А1 аАо.336.737 ТУ	1
VD9	Диод КД522Б Р3.362.029 ТУ	1
VS	Оптрон АОУ103В1	1
	Транзисторы	
VT	Транзистер КТ 837С аАО336.403ТУ	
VT2	КТ 209К аАо.335.065 ТУ	1
VT3	КТ 683Б аАо.335.802 ТУ	1
VT4	КТ 342БМ ЖКЗ.365.227 ТУ	1

Перечень элементов схемы пневмогидравлической принципиальной

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ВН	Регулятор воды	1	
КМ	Компрессор мод. TW 500AL	1	
К1	Пневмораспределитель П-РЭ 3/2,5 1112-24B ТУ У0022800.016-96	1	24B
К2	Клапан по воде электрический	1	24B
НТ	Наконечник турбинный НСТ-300-1 ТУ 9431-001-07509847-203	1	
ПС	Пистолет многофункциональный	1	
ФВ	Флакон воды	1	
Д1, Д2	Дроссель	2	
Γ1	Глушитель статический пластиковый SPLP18	1	

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- 7.1. Для обеспечения нормальной работы бормашины, помимо правильной эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, необходимо обеспечить систематическое и правильное техническое обслуживание.
 - 7.2. Ежедневно следует производить следующие работы:
 - перед началом работы смазывать турбинный наконечник аэрозольной смазкой;
 - по окончании работы отсоединить бормашину от электрической сети;
 - прочистить отверстие системы охлаждения борамандреном на головке турбинного наконечника.
- 7.3. Регулярно проверять наличие воды во флаконе. Воду доливать по мере расхода. Протирать все части бормашины сухой ветошью.
- 7.4. Ежедневное, еженедельное обслуживание производится медицинским персоналом, работающим с бормашиной.

Ежемесячный полный профилактический осмотр производится техническим персоналом службы эксплуатации учреждения.

7.5. Рекомендуется ежегодно менять флакон воды.

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в табл.4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Бормашина включена, работает компрессор, турбина не вращается	Загустело масло в наконечнике	Промыть наконечник в бензине и смазать
Турбина вращается, а охлаждающая смесь не поступает	1.Засорилось выходное отверстие в головке наконечника	1.Прочистить отверстие в наконечнике
	2.Закончилась вода во флаконе	2.Залить дистиллированную воду во флакон воды
	3. Нарушена герметичность флакона воды	3.Присоединить плотнее флакон воды или заменить его
Турбинный наконечник перегревается	1.Отсутствие масла в наконечнике турбинном	1.Смазать наконечник турбинный смазкой
	2.Нарушение в самом наконечнике	2.Отремонтировать наконечник
При включении электробормашины электродвигатель не вращается, индикатор «сеть» светится зеленым светом	Обрыв в шнуре педали, шнуре электродвигателя	Проверить целостность электрической цепи и устранить повреждение
При включении электробормашины	1.Инструмент не зафиксирован в наконечнике	1.Зафиксировать инструмент в наконечнике
электрообрикатель не вращается, индикатор «сеть» светится красным светом	2. Короткое замыкание в электродвигателе или перегрузка	2. Устранить короткое замыкание или перегрузку
Индикатор «сеть» не горит	Перегорела вставка плавкая	Отключить бормашину от сети, заменить вставку плавкую
При включении комбинированного пистолета вода или воздух не поступает	Засорился наконечник пистолета	Отсоединить наконечник и прочистить его

Для устранения дефектов, не вошедших в настоящий перечень, следует вызвать квалифицированного специалиста.

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 9.1. Бормашина в упаковке должна храниться в закрытом помещении при температуре от +40 до -30°C и относительной влажности 98% при температуре 25°C.
- 9.2. Перед упаковыванием бормашина должна быть обезжирена и законсервирована по ГОСТ 9.01-78 для условий транспортирования и хранения В3-1; ВУ-1.
 - 9.3. Предельный срокзащиты без переконсервации в условиях хранения 0-3 года.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу бормашины при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации бормашины составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует бормашину по предъявлению гарантийного талона.

10.3. Гарантия изготовителя не распространяется на наконечники, входящими в комплект поставки. Гарантии на наконечники по соответствующим паспортам.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе бормашины в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт. В акте обязательно указать дату ввода в эксплуатацию дату выпуска бормашины. Документы направлять в адрес предприятия.

Адрес предприятия: 400002 г. Волгоград, ул. Революционная, 57а.

Телефон: (8442)41-99-06.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

рмашина передвижная комбинированная БПК-02
$\underline{}$ соответствует техническим условиям ТУ 9452 $-$ 025 $-$ 07606510-97 $-$ 97 и атации.
ыпуска и консервации си лиц, ответственных за приемку