



ИНСТРУКЦИЯ SEAL 100

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO LTD

No.25,Lane 300,Jinshan Road,Jinangbei District, Ningbo

Tel: 86-0574-83022668 Fax: 86-0574-87639376

<https://stomshop.pro>

Инструкция

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием упаковочной машины, советы и инструкции по безопасности, это руководство расскажет вам о преимуществах этой машины, пожалуйста, строго соблюдайте правила эксплуатации и техническое обслуживание, сохраните инструкции для справки. Если при использовании этой машины возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с продавцом для сервиса.

Безопасность

1. При обращении с машиной для запечатывания следует обращаться осторожно, не прилагайте чрезмерных усилий.
2. При использовании запечатывающего устройства оно всегда должно быть направлено вверх, и его нельзя класть боком или диагонально.
3. Пожалуйста, не проливайте воду на запечатывающую машину в случае утечки.
4. Пожалуйста, не переворачивайте машину

Обзор устройства

1. Для стерилизации нужен упаковочный пакет. Он не входит в комплектацию.
2. Устройство обладает такими преимуществами, как стабильная работа, экономия места, сигнализация о неисправности, автоматическое отключение питания без работы в течение длительного времени, отсутствие сборки и так далее. Встроенный двухсторонний промышленный режущий диск, острый край, плоский срез, с высокой износостойкостью и долгим сроком службы.
3. Линия питания подключена к источнику питания 220 В и источнику питания 60 Гц. Нагрев запечатывающего устройства занимает около 3 минут, а нагревательный стержень достигает температуры 200°C. Когда зеленый свет не мигает, это означает, что машину можно использовать в обычном режиме.

Обратите внимание

Правильный способ вынуть стерилизационный пакет из нижней части держателя - это нейлон лицевой стороной вверх и бумагой вниз.

Функция подсказки

После подачи питания зеленый свет мигает и нагревается в течение 3 минут, когда зеленый свет перестает мигать, это означает, что стерилизационный пакет можно переносить.

Переместите ручку к запечатыванию бумаги (может работать в обоих направлениях), через 1 из 3 секунд после того, как машина начнет мигать желтым светом, достигнут эффект запечатывания, можно переместить раму резака для продолжения подсказки. Если в течение получаса не было операций, устройство автоматически отключит защиту, необходимо вернуться к нормальной работе.

Технические характеристики

Напряжение	220В 50Гц-60Гц	Ширина отступа	12мм
Расчетное напряжение	100Вт	Вес	4.2кг
Температура запечатки	200°C+-4 0°C	Вес в упаковке	4.8кг
Ширина запечатки (макс.)	285мм	Габариты в упаковке	49*37.5*20.5 см

Чистка устройства

Перед очисткой его необходимо выключить, можно использовать слабый мыльный раствор, не допускать попадания жидкости в оборудование, можно использовать мягкую ткань и несколько моющих средств, чтобы протереть пластиковую оболочку.

примечание

Если есть какие-либо вопросы, немедленно обратитесь к производителю или дилеру, не разбирайте и не ремонтируйте в частном порядке. При повреждении, производитель ответственности не несет!