





Erkolgen

DE: Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung: Tiefziehfolien zur Herstellung von Apparaturen für die zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung.

Einsatzgebiet: Erkolgen ist geeignet zur Herstellung tiefgezogener intra-oraler Schienen wie Miniplast- (Stabilisierung), Aufbiss- u. Knirscherschienen, Korrekturschienen (Aligner), Retainer.

Herstellung, siehe Tiefziehtechnik Broschüre und Videos, www.erkodent.com  

Kontraindikationen: Bei bereits bekannter allergischer Reaktion auf Kunststoffe sollte eine spezifische Allergie auf Erkolgen (PP) ausgeschlossen werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Erkolgen wird ausschließlich für die oben genannten Apparaturen empfohlen. Lagerhinweise beachten.

Achtung: Die Verwendung ist auf die Herstellung von zahnärztlichen und kieferorthopädischen Apparaturen begrenzt. Die Verwendung unterliegt der Verantwortung des Behandlers. Verwendung nur auf Empfehlung oder Verschreibung eines dazu berechtigten Behandlers. Nur zur einmaligen Verwendung (Tiefziehen). Allergische Reaktionen sind unwahrscheinlich, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Fehlerhafte Verarbeitung kann dazu führen, das Risse, Brüche und scharfe Kanten entstehen. Bei kleinen Abbrüchen besteht die Gefahr einer Aspiration.

Erkolgen (Cirawerte): Dichte 0,90 g/cm³, E-Modul 950 MPa, Bruchdehnung > 50%, Wasseraufnahme 0,1 %, Temperaturbeständigkeit 67 °C

EN: Instructions for use

Intended use: Thermoforming sheets for the manufacture of apparatus for dental and orthodontic treatment.

Field of application: Erkolgen is thermoformed to fabricate intra-oral appliances such as occlusal splints, protection splints against bruxism, stabilization splints, correction splints (aligners), retainers.

Fabrication, see thermoforming technique brochure and videos, www.erkodent.com  

Contraindications: In case of already known allergic reaction to plastics a specific allergy to Erkolgen (PP) should be excluded.

Precautionary measures: Erkolgen is only recommended for the above mentioned devices. Observe storage instructions.



Attention: The use is limited to the production of dental and orthodontic appliances. Use is the responsibility of the dentist. Use only on the recommendation or prescription of an authorised dentist. For single use only (thermoforming). Allergic reactions are unlikely, but cannot be excluded. Incorrect processing can lead to cracks, fractures and sharp edges. There is a risk of aspiration in the case of small breakages.

Erkolgen (approx. values): density 0.90 g/cm³, modulus of elasticity 950 MPa, elongation at break > 50 %, water absorption 0.1 %, temperature resistance 67 °C

FR: Instructions d'utilisation

Application prévue: Feuilles de thermoformage pour la fabrication d'appareils destinés aux traitements dentaires et orthodontiques.

Champ d'application: Erkolgen est approprié pour la fabrication des appareils intra-oraux thermoformés comme des gouttières occlusales, des gouttières de grincement, des gouttières de stabilisation, des gouttières de correction (aligneurs) et mainteneurs.

Fabrication, voir la brochure sur la technique de thermoformage et les vidéos, www.erkodent.com  

Contre-indications: En cas de réaction allergique déjà connue aux plastiques, une allergie spécifique à l'Erkolgen (PP) doit être exclue.

Mesures de précaution: L'Erkolgen n'est recommandé que pour les appareils mentionnés ci-dessus. Respectez les instructions de stockage.



Attention: L'utilisation est limitée à la production d'appareils dentaires et orthodontiques. L'utilisation est de la responsabilité du dentiste. A n'utiliser que sur la recommandation ou la prescription d'un dentiste agréé. A usage unique (thermoformage). Les réactions allergiques sont peu probables, mais ne peuvent être exclues. Un traitement incorrect peut entraîner des fissures, des fractures et des arêtes vives. Il y a un risque d'aspiration en cas de petits bris.

Erkolgen (valeurs approx.): densité 0,90 g/cm³, module d'élasticité 950 MPa, élongation de rupture > 50 %, absorption d'eau 0,1 %, résistance à la température 67 °C

IT: Istruzioni per l'uso

Scopo previsto: Termoformatura di lastre per la produzione di apparecchi per il trattamento dentale e ortodontico.

Campo di applicazione: Erkolgen è termoformabile per realizzare apparecchi intraorali come bite occlusali, docce per bruxismo, docce di correzione e di protezione, retainer.

Produzione, vedi brochure e video sulla tecnica di termoformatura, www.erkodent.com  

Controindicazioni: In caso di reazione allergica alla plastica già nota, si dovrebbe escludere una specifica allergia all'Erkolgen (PP).

Misure precauzionali: Erkolgen è consigliato solo per i dispositivi sopra citati. Osservare le istruzioni per la conservazione.

Attenzione: l'uso è limitato alla produzione di apparecchi dentali e ortodontici. L'uso è responsabilità del dentista. Utilizzare solo su raccomandazione o su prescrizione di un dentista autorizzato. Solo per uso singolo (thermoformatura). Reazioni allergiche sono improbabili, ma non possono essere escluse. Una lavorazione non corretta può portare a incrinature, fratture e spigoli vivi. C'è il rischio di aspirazione in caso di piccole rotture.

Erkolgen (Valori circa): densità 0,90 g/cm³, modulo di elasticità 950 MPa, tensione di snervamento > 50 %, assorbimento d'acqua 0,1 %, resistenza alla temp. 67 °C

ES: Instrucciones para el uso

Propósito previsto: láminas de termoformado para la fabricación de aparatos para tratamientos dentales y ortodónticos.

Ámbito de aplicación: Erkolgen es apropiado para la fabricación de aparatos intra-orales termoformados como férulas de estabilización y oclusales, férulas antibruxismo, - de corrección y retenedores.

Fabricación, véase el folleto y los videos sobre la técnica de termoformado, www.erkodent.com  

Contraindicaciones: En caso de una reacción alérgica ya conocida a los plásticos, debe excluirse una alergia específica al Erkolgen (PP).

Medidas de precaución: El Erkolgen sólo se recomienda para los dispositivos mencionados anteriormente. Observe las instrucciones de almacenamiento.

Atención: El uso se limita a la producción de aparatos dentales y de ortodoncia. El uso es responsabilidad del dentista. Sólo se puede utilizar por recomendación o prescripción de un dentista autorizado. Para un solo uso (thermoformado). Las reacciones alérgicas son poco probables, pero no se pueden excluir. Un procesamiento incorrecto puede provocar grietas, fracturas y bordes afilados. Existe un riesgo de aspiración en caso de pequeñas roturas.

Erkolgen (valores aprox.): densidad 0,90 g/cm³, módulo de elasticidad 950 MPa, elongación de rotura > 50 %, absorción de agua 0,1 %, resistencia a la temp. 67 °C





Erklogn

BG: Инструкции за употреба (Bulgarisch)

Предназначение: термоформени филми за производство на оборудване за дентално и ортодонтоско лечение.

Област на приложение: Erklogn е подходящ за производство на дълбоко изтеглени вътреорални шплици като Miniplast (стабилизация), блок на ухватане и. Крема за целта, коригиращи шини (подравняване), фиксатори.

Производство, вижте брошура и видеоклипове за термоформоване, www.erkodent.com  

Противопоказания: Ако алергичните реакции към пластмасите вече са известни, трябва да се изключи специфична алергия към Erklogn (PP).



Предпазни мерки: Erklogn се препоръчва само за гореспоменатите устройства. Спазвайте инструкциите за съхранение.

Внимание: Използването е ограничено до производството на стоматологични и ортодонтични апарати. Употребата е отговорност на клинициста. Използвайте само по препоръка или рецепта на авторизиран специалист. Само за еднократна употреба (дълбоко изтеглени). Алергичните реакции са малко вероятни, но не могат да бъдат изключени. Неправилната обработка може да доведе до пукнатини, счупвания и остри ръбове. С малки почивки има риск от аспирация. Erklogn (Стойности около): плътност 0,90 g/cm³, модул на еластичност 950 MPa, удължение при счупване > 50 %, абсорбция на вода 0,1 %, устойчивост на температура 67 °C

CZ: Návod k použití (Tschechisch)

Účel: Tepelné tvarované fólie pro výrobu zařízení pro zubní a ortodontické ošetření.

Oblasti použití: Erklogn je vhodný pro výrobu hluboko tažených intraorálních dlažeb, jako je Miniplast (stabilizace), kousnutí bloků a. Crunch dlahy, korekční dlahy (vyrovnače), držáky.

Výroba, viz brožura a videa pro tvárění za tepla, www.erkodent.com  

Kontraindikace: Jsou-li alergické reakce na plasty již známy, měla by být vyloučena specifická alergie na Erklogn (PP).

Upozornění: Erklogn se doporučuje pouze pro výše uvedená zařízení. Dodržujte pokyny pro skladování.



Pozor: Použití je omezeno na výrobu zubních a ortodontických přístrojů. Za použití odpovídá lékař. Používejte pouze na doporučení nebo na předpis autorizovaného lékaře. Pouze pro jedno použití (hluboké kreslení). Alergické reakce jsou nepravděpodobné, ale nelze je vyloučit. Nesprávné zpracování může vést k prasklinám, prasklinám a ostrým hranám. S malými přestávkami existuje nízké aspirace.

Erklogn (Cíca hodnoty): hustota 0,90 g/cm³, modul pružnosti 950 MPa, prodloužení při přetřetí > 50 %, absorpce vody 0,1 %, teplotní odolnost 67 °C

DK: Brugsanvisning (Dänisch)

Formål: termoformede film til fremstilling af udstyr til tandbehandling og ortodontisk behandling.

Anvendelsesområde: Erklogn er velegnet til fremstilling af dybtgående intra-orale splinter såsom Miniplast (stabilisering), bidblok og. Crunch splints, korrektion splints (aligners), holder.

Fremstilling, se termoforming af brochure og videoer, www.erkodent.com  

Kontraindikationer: Hvis der allerede er kendt allergiske reaktioner på plast, skal en specifik allergi mod Erklogn (PP) udelukkes.

Forholdsregler: Erklogn anbefales kun til de ovennævnte enheder. Overhold opbevaringsinstruktioner.

Opmærksomhed: Brug er begrænset til fremstilling af tand- og tandlægeudstyr. Brug er klinikerens ansvar. Brug kun efter anbefaling eller recept fra en autoriseret praktiserende læge. Kun til engangsbrug (dyb tegning). Allergiske reaktioner er usandsynlige, men kan ikke udelukkes. Forkert behandling kan føre til revner, brud og skarpe kanter. Ved små pauser er der risiko for forhåbning.

Erklogn (Omkring værdier): densitet 0,90 g/cm³, elasticitetsmodul 950 MPa, forlængelse ved brud > 50 %, vandabsorption 0,1 %, temperaturbestandighed 67 °C

EE: Kasutusjuhend (Estonisch)

Eesmärk: termoformistatud filmid hambaravi- ja ortodontilise ravi seadmete tootmiseks.

Kasutusala: Erklogn sobib sügavalt tõmmatud suusiseste kildude, näiteks Miniplast (stabiliseerimine), hammustusploki ja. Krõpskilbid, korrektsioonikilbid (aligrandid), kinnitused.

Valmistamine, vaadake termoformeerimise brošüüri ja videoid, www.erkodent.com  

Vastunäidustused: Kui allergilised reaktsioonid plastide suhtes on juba teada, tuleks välistada spetsiifiline allergia Erklogn (PP) vastu.

Ettenähtavastaheldus: Erklogn on soovitatav ainult ülalnimetatud seadmete jaoks. Järgige ladustamisingihuseid.



Tähelepanu: kasutamine on piiratud hambaravi- ja ortodontilise abivahendite tootmisega. Kasutamine on arsti vastutusel. Kasutage ainult volitatud arsti soovitusel või ettekirjutusel. Ainult ühekordseks kasutamiseks (sügavjoonistamine). Allergilised reaktsioonid on ebatõenäolised, kuid neid ei saa välistada. Vale töötlemine võib põhjustada pragusid, purunemisi ja teravaid servi. Väikeste pausidega on oht pürgida.

Erklogn (Umbkaudsed väärtused): tihedus 0,90 g/cm³, elastsusmoodul 950 MPa, purunemisenivenuvus > 50 %, veeimavus 0,1 %, vastupidavus temperatuurile 67 °C

GR: Οδηγίες χρήσης (Griechisch)

Σκοπός: θερμομορφωμένες μεμβράνες για την κατασκευή εξοπλισμού οδοντιατρικής και ορθοδοντικής θεραπείας.

Πεδίο εφαρμογής: Το Erklogn είναι κατάλληλο για την παραγωγή ενδιάμεσων στοματικών νάρθηκας όπως Miniplast (σταθεροποίηση), μπλοκ δαγκώματος και. Νάρθηκας κρίσης, νάρθηκας διόρθωσης (ευθυραμιστές), συγκρατητήρες.

Κατασκευή, δείτε φυλλάδιο και βίντεο θερμομορφώσιμης, www.erkodent.com  

Αντενδείξεις: Εάν είναι ήδη γνωστές αλλεργικές αντιδράσεις στα πλαστικά, θα πρέπει να αποκλειστεί μια συγκεκριμένη αλλεργία στο Erklogn (PP)

Προφυλάξεις: Το Erklogn συνιστάται μόνο για τις παραπάνω συσκευές. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.

Προσοχή: Η χρήση περιορίζεται στην κατασκευή οδοντιατρικών και ορθοδοντικών συσκευών. Η χρήση είναι ευθύνη του ιατρού. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σύσταση ή συνταγή εξουσιοδοτημένου ιατρού. Μόνο για μία χρήση (βαθύ σχέδιο). Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι απίθανες, αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν. Η εσφαλμένη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές, ρυτίδες και αιχμηρές άκρες. Με μικρά διαλείμματα υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.

Erklogn (Περίπου αξίες): πυκνότητα 0,90 g/cm³, συντελεστής ελαστικότητας 950 MPa, επιμήκυνση σε θραύση > 50 %, απορρόφηση νερού 0,1 %, αντίσταση θερμοκρασίας 67 °C


Erkolign



HU: Használati utasítás (Ungarisch):

Cél: hőformázott fóliák fogászati és fogszabályozó kezelési berendezések gyártásához.

Alkalmazási terület: Az Erkolign alkalmas mélyen húzott intraorális szilánkok, például Miniplast (stabilizálás), harapásgátló és. Ropogós szilánkok, korrekciós szilánkok (alnerek), rögzítők.

Gyártás, lásd hőformázó brosúrát és videókat, www.erkodent.com  

Ellenjavallatok: Ha a műanyagokkal szembeni allergiás reakciók már ismertek, ki kell zárni az Erkolign (PP) specifikus allergiáját.

Övintézkedések: Az Erkolign használatra csak a fent említett eszközöknél ajánlott. Vegye figyelembe a tárolási utasításokat.



Figyelem: A felhasználás csak fogászati és fogszabályozó készülékek gyártására korlátozódik. A felhasználás a klinikus felelőssége. Csak felhatalmazott orvos ajánlására vagy előírására szabad felhasználni. Csak egyszeri felhasználásra (mély rajz). Az allergiás reakciók valószínűleg, de nem zárhatók ki. A helytelen feldolgozás repedésekhez, törésekhez és éles élekhez vezethet. Kis szünetekkel fennáll a törekvés veszélye.

Erkolign (Circa értékek): sűrűség 0,90 g/cm³, rugalmassági modulus 950 MPa, szakadási nyúlás > 50 %, vízfelvétel 0,1 %, hőmérsékleti ellenállás 67 °C

LT: Naudojimo instrukcijos (Lituaisch)

Tikslas: termiška suformuotos plėvelės, naudojamose dantų ir ortodontinio gydymo įrangai gaminti.

Taikymo sritis: „Erkolign“ yra tinkamas giliai ištraukti į burną patempūtį siūlą, tokiu kaip „Miniplast“ (stabilizacija), įkandimo bloko ir. Suskaldėjimo atlaisos, pataisos atplaišos (aliumės), laikikliai.

Gamyba, žiūrėkite šiluminio formavimo brošiūrą ir vaizdo įrašus, www.erkodent.com  

Kontraindikacijos: Jei alerginės reakcijos į plastikus jau žinomos, reikėtų atsimti specifinę alergiją Erkolignui (PP).

Atsargumo priemonės: „Erkolign“ rekomenduojama naudoti tik minėtiems prietaisams. Laikykitės laikymo instrukcijų.

Dėmesio: Galima naudoti tik dantų ir ortodontinių prietaisų gamyboje. Už naudojimą atsakingas gydytojas. Vartoti tik įgalioto gydytojo rekomendacija arba nurodymu.



Tik vienkartiniam naudojimui (gilius piešimas). Alerginės reakcijos mažai tikėtinos, tačiau jų negalima atsimti. Dėl netinkamo apdoravimo gali atsirasti įtrūkimai, įtrūkimai ir aštrūs kraštai. Esant nedidelėms pertraukoms, kyla aspiracijos pavojus.

Erkolign (Apytikrės vertybės): tankis 0,90 g/cm³, tamprumo modulus 950 MPa, pailgėjimas > 50 %, vandens sugertis 0,1 %, atsparumas temperatūrai 67 °C

LV: Lietošanas instrukcijas (Lettisch)

Mērķis: termiški formētas plēves zobārstniecības un ortodontiskās ārstēšanas iekārtu ražošanai.

Pielietojuma joma: Erkolign ir piemērots dziļi ievilktu iekšējīgu lietojumu šķiedru, piemēram, Miniplast (stabilizēšana), koduma bloka un. Kraukšķošās šinas, koriģējošās šķembas (līdzenumi), stiprinājumi.

Ražošana, skatīt termoformēšanas brošūru un video, www.erkodent.com  

Kontrindikācijas: Ja alergiskas reakcijas uz plastmasām jau ir zināmas, jāizslēdz īpaša alergija pret Erkolign (PP).

Piesardzības pasākumi: Erkolign ieteicams tikai iepriekšminētajām ierīcēm. Ievērojiet uzglabāšanas instrukcijas.



Uzmanību: Izmantošana ir ierobežota ar zobārstniecības un ortodontisko ierīču ražošanu. Par lietošanu ir atbildīgs klients. Lietojiet tikai pēc pilnvarota praktizējoša ārsta ieteikuma vai receptes. Tikai vienreizējai lietošanai (dziļa zīmēšana). Alerģiskas reakcijas ir maz ticamas, taču tās nevar izslēgt. Nepareiza apstrāde var izraisīt plaišas, pārtraukumus un asas malas. Ar nelieliem pārtraukumiem pastāv aspirācijas risks.

Erkolign (Apmēram vērtības): blīvums 0,90 g/cm³, elastības modulus 950 MPa, pārtraukuma pagarinājums > 50 %, ūdens absorbcija 0,1 %, temperatūras pretestība 67 °C

PT: Instruções de uso (Portugiesisch)

Objetivo: filmes termoformados para a fabricação de equipamentos para tratamento odontológico e ortodôntico.

Campo de aplicação: Erkolign é adequado para a produção de talas intra-orais profundas, como Miniplast (estabilização), bloco de mordida e. Crunch splints, correção splints (alinhadores), retentores.

Fabricação, consulte o folheto e vídeos sobre termoformação, www.erkodent.com  

Contra-indicações: Se as reações alérgicas a plásticos já são conhecidas, uma alergia específica a Erkolign (PP) deve ser excluída.

Precauções: Erkolign é recomendado apenas para os dispositivos mencionados acima. Observe as instruções de armazenamento.



Atenção: O uso é limitado à fabricação de aparelhos dentários e ortodônticos. O uso é de responsabilidade do clínico. Use somente sob recomendação ou prescrição de um médico autorizado. Apenas para uso único (desenho profundo). Reações alérgicas são improváveis, mas não podem ser excluídas. O processamento incorreto pode levar a rachaduras, quebras e bordas afiadas. Com pequenos intervalos, existe o risco de aspiração.

Erkolign (Valores circa): densidade 0,90 g/cm³, módulo de elasticidade 950 MPa, alongamento à ruptura 500 %, absorção de água 0,1 %, resistência à temp. 67 °C

RO: Instrucțiuni de utilizare (Rumänisch)

Scop: pelicule termoformate pentru fabricarea echipamentelor pentru tratamentul dentar și ortodontic.

Domeniul de aplicare: Erkolign este adecvat pentru producerea de scinduri intra-orale profunde, cum ar fi Miniplast (stabilizare), blocarea mușcăturilor și. Splin-uri de crunch, despiciături de corecție (aliniere), elemente de reținere.

Fabricare, consultați broșura și videoclipurile pentru termoformare, www.erkodent.com  

Contraindicații: Dacă reacțiile alergice la materiale plastice sunt deja cunoscute, ar trebui exclusă o alergie specifică la Erkolign (PP).

Precauții: Erkolign este recomandat numai pentru dispozitivele menționate mai sus. Respectați instrucțiunile de depozitare.

Atenție: utilizarea este limitată la fabricarea aparatelor dentare și ortodontice. Utilizarea este responsabilitatea clinicianului. Utilizați numai la recomandarea sau prescripția unui medic autorizat. Doar pentru utilizare unică (desen profund). Reacțiile alergice sunt puțin probabile, dar nu pot fi excluse. Prelucrarea incorectă poate duce la fisuri, rupturi și margini ascuțite. Cu puține mici există riscul aspirației.

Erkolign (Circa valori): densitate 0,90 g/cm³, modul de elasticitate 950 MPa, alungire la rupere > 50 %, absorbție apă 0,1 %, rezistență la temperatură 67 °C



Erkolign



SE: Bruksanvisning (Schwedisch)

Syfte: termoformade filmer för tillverkning av utrustning för tand- och ortodontisk behandling.

Användningsområde: Erkolign är lämplig för framställning av djuptrackade intraorala splint såsom Miniplast (stabilisering), bettblock och. Crunch splints, correction splints (aligners), hållare.

Tillverkning, se termoformningsbroschyr och videor, www.erkodent.com  

Kontraindikationer: Om allergiska reaktioner på plast redan är kända, bör en specifik allergi mot Erkolign (PP) uteslutas.

Försiktighetsåtgärder: Erkolign rekommenderas endast för ovan nämnda enheter. Följ lagringsinstruktionerna.



Upmärksamhet: Användningen är begränsad till tillverkning av tand- och tandregleringsapparater. Användning är klinikerens ansvar. Använd endast på rekommendation eller recept från en auktoriserad utövare. Endast för engångsbruk (djupgående ritning). Allergiska reaktioner är osannolika, men kan inte uteslutas. Fel bearbetning kan leda till sprickor, skador och skarpa kanter. Vid små pauser finns det risk för stråvan.

Erkolign (Cirka värden): densitet 0,90 g/cm³, elasticitetsmodul 950 MPa, töjning vid brytning >50 %, vattenabsorption 0,1 %, temperaturbeständighet 67 °C

SI: Navodila za uporabo (Slovenisch)

Namen: termoformirani filmi za izdelavo opreme za zobozdravstveno in ortodontsko zdravljenje.

Področje uporabe: Erkolign je primeren za proizvodnjo globoko vlečenih znotraj ustnih cepil, kot so Miniplast (stabilizacija), ugrizni blok in. Drobljenje drobcov, korekcijski drogovi (poravnave), držala.

Izdelava, glejte brošuro in video posnetke za termoformiranje, www.erkodent.com  

Kontraindikacije: Če so že znane alergijske reakcije na plastiko, je treba izključiti specifično alergijo na Erkolign (PP).

Previdnostni ukrepi: Erkolign je priporočljiv samo za zgoraj omenjene naprave. Upoštevajte navodila za shranjevanje.



Pozor: Uporaba je omejena na izdelavo zobnih in ortodontskih aparatov. Za uporabo je odgovoren klinik. Uporabljajte le na priporočilo ali na recept pooblaščenega zdravnika. Samo za enkratno uporabo (globoko vlečenje). Alergijske reakcije so malo verjetno, vendar jih ni mogoče izključiti. Nepravilna obdelava lahko privede do razpok, zlomov in ostrih robov. Z majhnimi odmori obstaja nevarnost aspiracije.

Erkolign (Okrogle vrednosti): gostota 0,90 g/cm³, modul elastičnosti 950 MPa, raztezke pri prelomu >50 %, absorpcija vode 0,1 %, temperaturna odpornost 67 °C

SK: Návod na použitie (Slowakisch)

Účel: Tepelne formované filmy na výrobu zariadení na zubné a ortodontické ošetrenie.

Oblasť použitia: Erkolign je vhodný na výrobu hlboko vtiahnutých intraorálnych dlahov, ako je Miniplast (stabilizácia), záhrzyový blok a. Crunch dlahy, korekčné dlahy (vyrovnačče), príchytky.

Výroba, pozri brožúru a videá na tvárnenie za tepla, www.erkodent.com  

Kontraindikácie: Ak sú už alergické reakcie na plasty známe, je potrebné vylúčiť špecifickú alergiu na Erkolign (PP).

Upozornenia: Erkolign sa odporúča iba pre vyššie uvedené zariadenia. Dodržiavajte pokyny na skladovanie.

Pozor: Použitie je obmedzené na výrobu stomatologických a ortodontických prístrojov. Za použitie zodpovedá lekár. Používajte iba na odporúčanie alebo na predpis autorizovaného lekára. Iba na jednorazové použitie (hlboký nákras). Alergické reakcie sú nepravdepodobné, ale nemožno ich vylúčiť. Nesprávne spracovanie môže spôsobiť praskliny, praskliny a ostré hrany. Pri malých prestávkach existuje riziko aspirácie.

Erkolign (Okruh hodnôt): hustota 0,90 g/cm³, modul pružnosti 950 MPa, predĺženie pri pretrhnutí >50 %, absorpcia vody 0,1 %, teplotná odolnosť 67 °C