

SOFTOUCH

Освети свою работу!



<https://stomshop.pro/>



Лёгкость


Сделан из авиационного алюминия

Свет премиального уровня

Настоящие цвета, яркость до 35 000 люкс

Сенсорная панель регулировки

Короткое касание для включения и регулировки параметров света



Сенсорное управление

Касание 0,3 секунды **Вкл/выкл**

Длительное касание **Параметры**

Закрепите на воротнике или нагрудном кармане, избегайте встряхивания

Очень мощная батарея

11 часов работы на максимальной яркости

Максимальная безопасность


Высокоуровневая защита от короткого замыкания и обрыва цепи

Конструкция уменьшает вес на переносице, повышая комфорт врача на приёме



CRI 90

Точная цветопередача во время работы



Температура цвета 5000K

Близкая к цветовой температуре солнечного света, может уменьшить усталость глаз при длительной операции



Четкость от края до края и отсутствие мерцания

Потрясающий оптический дизайн и высококачественный источник света делают световое пятно более равномерным и мягким.

Без мерцания предотвращает усталость глаз после длительного использования и ограничивает повреждение глаз



Softouch



Другой свет



Другой свет

Lamp Diameter

18.5 mm

Lamp Length

36.5 mm

Lamp weight

8 g

Lamp weight(including filter)

9.8 g

Brightness

35000 lux

Color Temperature

5000 k

CRI

90

Power

1 W

Battery Type

Li-Ion

Battery Capacity

3350 mAh, 3.7 V

Charging Time

4 hours

Battery Life

**≥11 hours
(with maximum brightness)**

Adapter Input

**100-240 V,
50/60 Hz, 0.2 A**

Adapter Output

5 V, 1 A

Power Box Weight

145 g

