

Новинка

# IPS Ivocolor

Универсальные красители и глазури



ОДИН ДЛЯ ВСЕХ



ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation



# Одна система красителей для любой керамики IPS\*

индивидуализация  
IPS Style®  
гибкость керамика  
IPS Empress®  
IPS Empress®  
IPS d.SIGN®  
IPS InLine®  
эстетика  
эффективность  
индивидуализация красители  
IPS InLine®  
эффективность  
универсальность  
IPS e.max®  
универсальность  
IPS Classic®  
красители  
Zenostar®

IPS e.max

Zenostar®

IPS Ivoclar



\* за исключением некристаллизованных реставраций IPS e.max CAD и CAD-on

усовершенствовать

гибкость

max<sup>®</sup>

индивидуализация

характеризация

Глазурь

olor

универсальность

IPS d.SIGN<sup>®</sup>

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

IPS Style<sup>®</sup>

IPS Ivocolor – это универсальный ассортимент красителей и глазури для прессовочной керамики, CAD и облицовочной керамики от Ivoclar Vivadent, а также для Zenostar<sup>®</sup> от Wieland Dental. Зубному технику нужен всего один набор для индивидуального окрашивания и глазурования реставрации. Это повышает эффективность лаборатории и обеспечивает постоянное высокое качество реставраций.

#### Какие преимущества дает IPS Ivocolor зубному технику?

- индивидуальная свобода при характеристике благодаря сбалансированной композиции цветов
- упрощенный рабочий процесс благодаря новой рецептуре пасты
- сильный блеск уже при температуре обжига 710 °C
- натуральный блеск – нет серых и белых пятен
- подходит как для высоко-, так и для низкотемпературных керамических масс IPS





# IPS Ivocolor Shade

Адаптация цвета: быстро, просто, красиво




## Пастами IPS Ivocolor Shade разработаны в соответствии с цветами A – D:

- 9 идеально согласованных дентиновых цветов IPS Ivocolor Shade Dentin обеспечивают высокую эффективность цветопередачи.
- 3 массы режущего края IPS Ivocolor Shade Incisal позволяют сформировать естественный режущий край
- Простое нанесение и гомогенное распределение цвета благодаря новой гелеобразной формуле
- Особенно хорошо подходят для окрашивания монолитных реставраций.
- Флюоресцентность варьируется в зависимости от цвета



Создание цветовых эффектов дентиновыми цветами Shade Dentin



Shade Incisal для оформления режущего края






# IPS Ivocolor Essence

Эффекты, акценты и тонирование:  
Правдоподобная копия природы



**IPS Ivocolor Essence предоставляют индивидуальную свободу характеристики:**


- тонкодисперсное стекло для однородных красителей
- цвета, подходящие любым требованиям, благодаря 23 красителям Essence в порошке
- разнообразные опции обработки благодаря форме выпуска в порошке
- специальная жидкость Essence Fluid для пастообразной консистенции
- флуоресцентность варьируется в зависимости от цвета



Индивидуальное окрашивание поверхности



Цветовые эффекты при технике послойного нанесения





# IPS Ivocolor Глазурь

Новый стандарт глазуровочных материалов



**IPS Ivocolor Глазурь тот же цвет после обжига:**

- высокий блеск всего за один обжиг
- равномерный блеск, независимо от используемой основы (например, cut back)
- никаких серых или белых пятен
- глазурование с эффектом флюоресценции или без него
- выпускается и в порошке, и в пасте

Одна глазурь для высоко- и низкотемпературной керамики



Высокий блеск уже при температуре обжига 710°C





# IPS Ivocolor и печи Programat®

Для того чтобы хорошие результаты обжига не были волей случая, в Вашем распоряжении находится модельный ряд печей Programat® от Ivoclar Vivadent.

- комфортный выбор программы благодаря предустановленной программе обжига IPS Ivocolor.
- температура обжига красителей и глазури в технике окрашивания и Cut-back
- постоянные результаты обжига благодаря точному ведению температуры и гомогенному распределению тепла.

Запатентованный ассистент определения цвета зуба DSA в печи Programat® P710 от Ivoclar Vivadent позволяет цифровым способом определить цвет зуба пациента путем сравнения выбранных ключевых цветов с живым зубом.



1. Предварительный выбор самого близкого цвета к цвету зуба.



2. Фотографируйте зубы и расцветку и перенесите данные в прибор с помощью SD-карты, беспроводной локальной сети или USB-накопителя

3. Выберите модуль анализа цвета, импортируйте фотографии и запустите цифровое определение цвета. Также можно определить яркость и насыщенность цвета (значения L, A и B).





# Формы поставки

## **Стартовый набор IPS Ivocolor Starter Kit**

5 x IPS Ivocolor Shade  
5 x IPS Ivocolor Essence  
1 x IPS Ivocolor Глазурь порошок  
1 x IPS Ivocolor Глазурь паста  
1 x IPS Ivocolor Жидкость для замешивания  
Mixing Liquid allround  
1 x IPS Ivocolor Essence Fluid  
1 x IPS Ivocolor Расцветка Shade  
1 x IPS Ivocolor Расцветка Essence

## **IPS Ivocolor Shade Kit**

9 x IPS Ivocolor Shade Dentin (дентины)  
3 x IPS Ivocolor Shade Incisal (режущий край)  
1 x IPS Ivocolor Глазурь паста  
1 x IPS Ivocolor Глазурь паста FLUO  
1 x IPS Жидкость для замешивания Mixing Liquid  
allround  
1 x IPS Жидкость для замешивания Mixing Liquid  
longlife  
1 x IPS Ivocolor Расцветка Shade

## **IPS Ivocolor Esscence Kit**

23 x IPS Ivocolor Essence  
1 x IPS Ivocolor Глазурь порошок  
1 x IPS Ivocolor Глазурь порошок FLUO  
1 x IPS Ivocolor Жидкость для замешивания  
Mixing Liquid allround  
1 x IPS Ivocolor Essence Fluid  
1 x IPS Ivocolor Расцветка Essence

## **Отдельные упаковки**

### **IPS Ivocolor Shade**

Готовые к использованию пасты  
в 9 цветах дентина и 3 цветах режущего края  
Форма поставки: баночки по 3 г

### **IPS Ivocolor Essence**

Красители в порошке  
в 23 различных цветах  
Форма поставки: баночки по 1,8 г

### **IPS Ivocolor Пастообразная глазурь / FLUO**

Пастообразная глазурь  
С эффектом флюоресцентности и без него  
Форма поставки: баночки по 3 г и 9 г

### **IPS Ivocolor Glaze Powder /FLUO**

Глазурь в порошке  
С эффектом флюоресцентности и без него  
Форма поставки: баночки по 1,8 г и 5 г







## Несъемное протезирование

IPS Ivocolor – это продукт из категории «Несъемное протезирование». Продукты этой категории охватывают всю процедуру изготовления несъемных протезов – начиная с временной реставрации и заканчивая уходом за реставрациями. Продукты оптимально согласованы между собой и могут успешно применяться на практике.



### ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ:

#### IPS e.max® System

all-ceramic – all you need



Комплексное решение для всех показаний

- высокопрочные и эстетичные материалы для технологии прессования и CAD/CAM
- уникальный дисиликат лития (LS2) и оксид циркония (ZrO<sub>2</sub>): от тонких виниров до мостовидных протезов большой протяженности
- гибкая фиксация: адгезивно, самоадгезивно, традиционно

#### Programat®

Печи для обжига и прессования для высоких запросов



Надежная технология со множеством инноваций

- превосходные результаты обжига и прессования
- идеально согласованы с керамическими материалами Ivoclar Vivadent
- просты в работе

**Вы хотели бы узнать больше о продуктах категории «Несъемное протезирование»? Просто свяжитесь с представителем компании Ivoclar Vivadent или посетите сайт [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)**

**Ivoclar Vivadent AG**  
 Bendererstr. 2  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 Tel. +423 235 35 35  
 Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**ООО «Ивоклар Вивадент»**  
 Россия | Москва | 115432 Проспект  
 Андропова 18, корп. 6, офис 10-06  
 Тел.: +7 (499) 418-03-00  
 Факс: +7 (499) 418-03-10  
[info.ru@ivoclarvivadent.com](mailto:info.ru@ivoclarvivadent.com)  
[www.ivoclarvivadent.ru](http://www.ivoclarvivadent.ru)

  
**ivoclar**  
**vivadent®**  
 passion vision innovation