

40

Forty Years of
Swiss Innovation



Точно в цель...

Угловой наконечник 20:1 со
светодиодной подсветкой

Арт. 5052

Угловой наконечник 20:1 с подсветкой LED и шестигранным захватом - превосходный инструмент для достижения высоких результатов в повседневной работе.



Освещающая тьму

Угловой наконечник с передаточным соотношением 20:1 для применения в имплантологии. Оснащен светодиодом для обеспечения лучшей визуализации.

- Светодиодная подсветка
- Разборная конструкция обеспечивающая простоту и удобство ухода.
- Нейтральный белый свет для передачи естественных цветов
- Внутренняя и внешняя система охлаждения
- Независимая от микромотора подсветка, благодаря встроенной динамо-машине



Технические характеристики

Тип:	Угловой наконечник 20:1 со светодиодной подсветкой
Скорость вращения:	до 40,000 об/мин
Интенсивность света:	5,000 – 31,000 люкс
Диаметр хвостовиков боров и фрез:	2.35 мм
Система крепления боров и фрез:	Кнопочный зажим, шестигранный захват
Длина:	110 мм
Вес:	100 г

Дистрибьютор:



Nouvag AG · St.Gallerstr. 23-25 · CH-9403 Goldach
Phone +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70
info@nouvag.com · www.nouvag.com