


# Функциональные зоны

## Стулья A-dec 500



### Уникальные функциональные зоны

Система динамического сиденья стульев A-dec 500 оснащена гибким каркасом, повторяющим контуры тела. Дизайн с четырьмя индивидуальными функциональными зонами способствует оптимальному кровообращению ног и одновременно позволяет поддерживать в правильной, здоровой позе нижний поясничный отдел туловища в течение всего дня.

#### Зона 1 | Гибкие пружины сиденья

Гибкие пружины обеспечивают вертикальную поддержку седалищных костей и повторяют движения и изгибы тела при смене положения в течение дня. Мягкая поролоновая эластичная обивка создает дополнительный уровень комфорта и ощущение роскоши.

#### Зона 2 | Поддержка бедер

Большинство кресел имеет жесткую конструкцию, которая замедляет поступление крови к ногам и стопам. Зона 2 предназначена для создания сверхмягкой поддержки, которая сводит к минимуму ограничение кровотока и максимально повышает комфорт.

#### Зона 3 | Гребень против соскальзывания

В результате расположения бедер выше уровня колен при удобном наклоне таза вперед (поза атлета) поясничный отдел спины приобретает здоровое, сбалансированное положение. Передний элемент кромки предотвращает соскальзывание со стула в течение всего рабочего дня.

#### Зона 4 | Структурная внешняя кромка

Три изолирующих элемента и две скользящие поверхности скрепляют средний и нижний слои внутри системы динамического сиденья. Оптимальная поддержка мягких тканей обеспечивает комфорт в течение всего дня и уменьшает число точек избыточного давления.

**a dec**<sup>®</sup>  
reliablecreativesolutions<sup>™</sup>

© A-dec Inc., 2015. Все права защищены.  
85.0780.10 Rev A