




ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

<https://stomshop.pro>

Слепочные ложки

Impression Trays



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



■ Ложки Слепочные Из Нержавеющей Стали NEW SUPER с удерживающим краем
"NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim

Слепочные ложки - Impression Trays



- U1/L1 ● XL
- U2/L2 ● L
- U3/L3 ● M
- U4/L4 ● S
- U5/L5 ○ XS

NEW SUPER
S2803-10
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2803-U1

2803-U2

2803-U3

2803-U4

2803-U5



XL

L



M

S

XS

		A	B
		mm.	mm.
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

		A	B
		mm.	mm.
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50



XL

L

M

S

XS



2803-L1

2803-L2

2803-L3

2803-L4

2803-L5



Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



- Ложки слепочные гладкие обыкновенные из нержавеющей стали "PERMA-LOCK" с удерживающим краем
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim




PERMA-LOCK S2807-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- U1/L1 XXS
- U2/L2 XS
- U3/L3 S
- U4/L4 M
- U5/L5 L
- U6/L6 XL



PERMA-LOCK S2807-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



PERMA-LOCK S2807-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали




Stainless Steel Impression Trays

Слепочные ложки - Impression Trays




		A	B
		mm.	mm.
2807-U1	XXS	61	47
2807-U2	XS	64	51
2807-U3	S	66	53
2807-U4	M	69	57
2807-U5	L	71	60
2807-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61



■ "PERMA-LOCK" Частичные слепочные ложки
"PERMA-LOCK" partial impression trays



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

■ Ложки Слепочные Гладкие Обыкновенные Из Нержавеющей Стали "PERMA-LOCK" с удерживающим краем
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim

ANATOMIC

INOX
18/08




Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.

ANATOMIC
S2807A-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



ANATOMIC
S2807A-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2807A-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2807-U6A

2807-U5A

2807-U4A

2807-U3A

2807-U2A

2807-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

	A	B
	mm.	mm.
2807-U1A	XXS 61	47
2807-U2A	XS 64	51
2807-U3A	S 66	53
2807-U4A	M 69	57
2807-U5A	L 71	60
2807-U6A	XL 73	62

	A	B
	mm.	mm.
2807-L1	XXS 55	47
2807-L2	XS 60	49
2807-L3	S 72	54
2807-L4	M 74	57
2807-L5	L 76	59
2807-L6	XL 78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807-L6

2807-L5

2807-L4

2807-L3

2807-L2

2807-L1



U6/L6

U5/L5

U4/L4

U3/L3

U2/L2

U1/L1



XL



L



M



S



XS



XXS



Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays




- Ложки слепочные гладкие обыкновенные из нержавеющей стали без удерживающего края
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



S2802-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



S2802-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2802-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays




Слепочные ложки - Impression Trays

2802-U6 2802-U5 2802-U4 2802-U3 2802-U2 2802-U1



		A	B
		mm.	mm.
2802-U1	XXS	61	47
2802-U2	XS	64	51
2802-U3	S	66	53
2802-U4	M	69	57
2802-U5	L	71	60
2802-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61



■ Частичные слепочные ложки
Partial impression trays



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

ANATOMIC

INOX
18/08

■ "ANATOMIC" ложки слепочные гладкие обыкновенные из нержавеющей стали без удерживающего края
"ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays without retention rim




Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.

ANATOMIC S2802A-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



ANATOMIC S2802A-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC S2802A-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2802-U6A

2802-U5A

2802-U4A

2802-U3A

2802-U2A

2802-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

	A	B
	mm.	mm.
2802-U1A	XXS 61	47
2802-U2A	XS 64	51
2802-U3A	S 66	53
2802-U4A	M 69	57
2802-U5A	L 71	60
2802-U6A	XL 73	62

	A	B
	mm.	mm.
2802-L1	XXS 55	47
2802-L2	XS 60	49
2802-L3	S 72	54
2802-L4	M 74	57
2802-L5	L 76	59
2802-L6	XL 78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2802-L6

2802-L5

2802-L4

2802-L3

2802-L2

2802-L1



U6/L6

U5/L5

U4/L4

U3/L3

U2/L2

U1/L1



XL

L

M

S

XS

XXS

ANATOMIC



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



■ Ложки слепочные обыкновенные перфорированные из нержавеющей стали "PERMA-LOCK" с удерживающим краем
"PERMA-LOCK" perforated regular stainless steel impression trays with retention rim



PERMA-LOCK
S2804-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL

PERMA-LOCK
S2804-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



PERMA-LOCK
S2804-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Слепочные ложки - Impression Trays

2804-U6


2804-U5

2804-U4

2804-U3

2804-U2

2804-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2804-U1	XXS	61	47
2804-U2	XS	64	51
2804-U3	S	66	53
2804-U4	M	69	57
2804-U5	L	71	60
2804-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5


2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1

■ "PERMA-LOCK" Частичные слепочные ложки
"PERMA-LOCK" partial impression trays



2804-L2D

2804-L4D

2804-L6D

2804-L2S

2804-L4S

2804-L6S



2804-U1P

2804-L1P



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

ANATOMIC

INOX
18/08

■ Ложки слепочные анатомические перфорированные из нержавеющей стали PERMA-LOCK с удерживающим краем
"PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel impression trays with retention rim



Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fovea area.


ANATOMIC
S2804A-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



ANATOMIC
S2804A-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2804A-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2804-U6A

2804-U5A

2804-U4A

2804-U3A

2804-U2A

2804-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

	A	B
	mm.	mm.
2804-U1A	XXS 61	47
2804-U2A	XS 64	51
2804-U3A	S 66	53
2804-U4A	M 69	57
2804-U5A	L 71	60
2804-U6A	XL 73	62

	A	B
	mm.	mm.
2804-L1	XXS 55	47
2804-L2	XS 60	49
2804-L3	S 72	54
2804-L4	M 74	57
2804-L5	L 76	59
2804-L6	XL 78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5

2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1



U6/L6

U5/L5

U4/L4

U3/L3

U2/L2

U1/L1



XL



L



M



S



XS



XXS



Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



■ ложки слепочные обыкновенные перфорированные из нержавеющей стали без удерживающего края
Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim



S2801-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



S2801-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2801-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2801-U6


2801-U5

2801-U4

2801-U3

2801-U2

2801-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A	B
		mm.	mm.
2801-U1	XXS	61	47
2801-U2	XS	64	51
2801-U3	S	66	53
2801-U4	M	69	57
2801-U5	L	71	60
2801-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2801-L6

2801-L5

2801-L4

2801-L3

2801-L2

2801-L1

■ Частичные слепочные ложки
Partial impression trays



2801-L2D

2801-L4D

2801-L6D

2801-L2S

2801-L4S

2801-L6S

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

<https://stomshop.pro>

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

G.17

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Слепочные ложки из нержавеющей стали



Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные анатомические обыкновенные перфорированные из нержавеющей стали без удерживающего края

"ANATOMIC" perforated regular stainless steel impression trays without retention rim

ANATOMIC

INOX
18/08




● Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



ANATOMIC S2801A-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



ANATOMIC S2801A-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC S2801A-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали




Stainless Steel Impression Trays

2801-U6A 2801-U5A 2801-U4A 2801-U3A 2801-U2A 2801-U1A



	A	B
	mm.	mm.
2801-U1A	XXS 61	47
2801-U2A	XS 64	51
2801-U3A	S 66	53
2801-U4A	M 69	57
2801-U5A	L 71	60
2801-U6A	XL 73	62

	A	B
	mm.	mm.
2801-L1	XXS 55	47
2801-L2	XS 60	49
2801-L3	S 72	54
2801-L4	M 74	57
2801-L5	L 76	59
2801-L6	XL 78	61



2801-L6 2801-L5 2801-L4 2801-L3 2801-L2 2801-L1



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
 XL L M S XS XXS

ANATOMIC

INOX[®]
18/08

ASA
CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Ложки слепочные из алюминия


Aluminium Impression Trays

Ложки слепочные перфорированные из алюминия Perforated aluminium impression trays





S2800-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12

2800-U6 2800-U5 2800-U4 2800-U3 2800-U2 2800-U1



		A mm.	B mm.
2800-U1	XXS	63	48
2800-U2	XS	66	51
2800-U3	S	68	54
2800-U4	M	71	58
2800-U5	L	74	62
2800-U6	XL	76	63

		A mm.	B mm.
2800-L1	XXS	56	48
2800-L2	XS	59	50
2800-L3	S	72	52
2800-L4	M	76	57
2800-L5	L	77	56
2800-L6	XL	78	59



XL L M S XS XXS



Частичные слепочные ложки Partial impression trays



2800-L2D 2800-L4D 2800-L6D 2800-L2S 2800-L4S 2800-L6S

Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Цветные алюминиевые слепочные ложки

Aluminium Coloured Impression Trays

Ложки слепочные перфорированные из алюминия с цветовой кодировкой

Aluminium colour-coded perforated impression trays





2814-U4

2814-U3

2814-U2

2814-U1

2814-U0



XL

L



M

S

XS

		A mm.	B mm.
2814-U0	XS	65	51
2814-U1	S	67	53
2814-U2	M	71	55
2814-U3	L	74	60
2814-U4	XL	81	63

		A mm.	B mm.
2814-L0	XS	69	50
2814-L1	S	72	57
2814-L2	M	76	57
2814-L3	L	78	59
2814-L4	XL	80	63



XL

L

M

S

XS



2814-L4

2814-L3

2814-L2

2814-L1

2814-L0



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



■ Ложки слепочные "HYDRO-LOCK" водоохлаждаемые из нержавеющей стали с удерживающим краем
"HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim



HYDRO-LOCK
S2805-10
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays


2805-U1

2805-U2

2805-U3



2805-U4

2805-U5



		A	B
		mm.	mm.
2805-U1	XL	83	62
2805-U2	L	75	60
2805-U3	M	73	53
2805-U4	S	69	54
2805-U5	XS	68	52

		A	B
		mm.	mm.
2805-L1	XL	82	63
2805-L2	L	81	61
2805-L3	M	78	57
2805-L4	S	74	60
2805-L5	XS	71	53



XL

L

M

S

XS



2805-L1

2805-L2

2805-L3

2805-L4

2805-L5

HYDRO
lockj

INOX
18/08

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

ANTERIOR DEPRESSED
WITH RETENTION RIM



INOX
18/08

- Ложки слепочные гладкие из нержавеющей стали вогнутые спереди с удерживающим краем


Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim



		A mm.	B mm.		A mm.	B mm.
2810-U1	L	81	67	2810-L20	L	81
2810-U4	M	71	64	2810-L21	M	79
2810-U7	S	70	57	2810-L22	S	76



S2810-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

ANTERIOR DEPRESSED
WITH RETENTION RIM



INOX
18/08

■ Ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали вогнутые спереди с удерживающим краем

Perforated stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim




	A	B		A	B		
	mm.	mm.		mm.	mm.		
2809-U1	L	81	67	2809-L20	L	81	60
2809-U4	M	71	64	2809-L21	M	79	57
2809-U7	S	70	57	2809-L22	S	76	54



S2809-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

EDENTULOUS



INOX
18/08

■ Ложки слепочные гладкие из нержавеющей стали для готовых протезов с краем

Solid total denture stainless steel impression trays with rim



S2808-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



		A	B		A	B	
		mm.	mm.		mm.	mm.	
2808-U61	L	79	70	2808-L66	L	86	64
2808-U62	M	76	67	2808-L67	NL	70	64
2808-U63	NM	70	64	2808-L68	M	73	60
2808-U64	S	73	60	2808-L69	S	70	57



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

■ Ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали для готовых протезов с краем


Perforated-total denture stainless steel impression trays with rim

EDENTULOUS


INOX
18/08



S2806-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8




размеры
sizes



размеры
sizes

		A mm.	B mm.		A mm.	B mm.	
2806-U61	L	79	70	2806-L66	L	86	64
2806-U62	M	76	67	2806-L67	NL	70	64
2806-U63	NM	70	64	2806-L68	M	73	60
2806-U64	S	73	60	2806-L69	S	70	57



Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

EDENTULOUS

INOX
18/08

- ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали без удерживающего края для беззубых челюстей


Perforated stainless steel impression trays without retention rim for complete denture



S2813

Набор из 11 предметов и штангеля для финальных слепков

Set of 11 and caliper for final impressions



MB026-1

Циркуль из нержавеющей стали
Stainless steel compass



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays


2813-U5

2813-U4

2813-U3



2813-U2

2813-U1



		A	B
		mm.	mm.
2813-U1	XXS	60	50
2813-U2	XS	64	54
2813-U3	S	68	58
2813-U4	M	70	60
2813-U5	L	78	64

		A	B
		mm.	mm.
2813-L1	XXS	60	54
2813-L2	XS	67	55
2813-L3	S	70	56
2813-L4	M	74	58
2813-L5	L	76	60
2813-L6	XL	80	62



XL

L

M

S

XS

XXS



2813-L6

2813-L5

2813-L4

2813-L3

2813-L2

2813-L1



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*


ASA DENTAL®

Ложки слепочные из нержавеющей стали - Ehrlicke

Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays



размеры
sizes



Для верхней челюсти - For upper jaws
(Fig. 0 для детей - for children)

	A mm.	B mm.
2811-OB 0	59	52
2811-OB 1	66	52
2811-OB 2	71	62
2811-OB 3	71	64
2811-OB 4	80	70

Для нижней челюсти - For lower jaws
(Fig. 0 для детей - for children)

	A mm.	B mm.
2811-UB 0	65	46
2811-UB 1	67	50
2811-UB 2	76	54
2811-UB 3	79	56
2811-UB 4	79	61



Для узкой верхней челюсти
For narrow upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-BS 2	70	54



S2811-1

MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10



S2811-3

MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Ложки слепочные из нержавеющей стали - Ehrlicke

Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays

INOX
18/08



размеры
sizes



Для верхней челюсти с частичным отсутствием зубов

For partially toothed upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-OP 1	62	50
2811-OP 2	70	56

Для нижней челюсти с частичным отсутствием зубов

For partially toothed lower jaws

	A mm.	B mm.
2811-UP 1	70	55
2811-UP 2	78	59



для верхней беззубой челюсти
For edentulous upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-OU 1	64	46
2811-OU 2	68	53
2811-OU 3	79	61



для нижней беззубой челюсти
For edentulous lower jaws

	A mm.	B mm.
2811-UU 1	70	48
2811-UU 2	70	53
2811-UU 3	72	57



S2811-2
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



S2811-4
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8

Слепочные ложки - Impression Trays

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



ASA DENTAL®

Пластиковые слепочные ложки

Plastic Impression Trays

Одноразовые слепочные ложки

Disposable Impression Trays



Упаковка 24 штуки
каждого размера

Packaging of 24 pieces
each size

	A mm	B mm
2853E-U1	61	49
2853E-U2	65	53
2853E-U3	70	59
2853E-U4	73	63
	A mm	B mm
2853E-L1	61	50
2853E-L2	67	52
2853E-L3	72	56
2853E-L4	74	58



2853E-U1 2853E-U2 2853E-U3 2853E-U4





2853E-L1 2853E-L2 2853E-L3 2853E-L4



2853E-L1S 2853E-L1D 2853E-L2S 2853E-L2D

Ложки слепочные пластиковые автоклавируемые

Autoclavable Plastic Impression Trays



2852-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

	A mm	B mm
2852-U1	61	49
2852-U2	65	53
2852-U3	70	59
2852-U4	73	63
	A mm	B mm
2852-L1	61	50
2852-L2	67	52
2852-L3	72	56
2852-L4	74	58



2852-U1 2852-U2 2852-U3 2852-U4





2852-L1 2852-L2 2852-L3 2852-L4



2852-L1S 2852-L1D 2852-L2S 2852-L2D

Ложки слепочные ортодонтические пластиковые автоклавируемые

Autoclavable Orthodontic Plastic Impression Trays



2850-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



U1 U2 U3 U4



L1 L2 L3 L4

	A mm	B mm		A mm	B mm
2850-U1	50	46	2850-L1	52	44
2850-U2	56	51	2850-L2	58	49
2850-U3	59	55	2850-L3	62	53
2850-U4	63	59	2850-L4	66	56

ASA CLEAN



8020

Содержание 1000 ml.
Content 1000 ml.

PH-нейтральный раствор для облегчения снятия слепочной массы со слепочных ложек и инструментов.
PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material from impression trays and instruments.

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из поликарбоната

Polycarbonate Impression Trays



S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)

Набор из 24 поликарбонатных слепочных ложек и измеритель для финальных слепков.

Set of 24 polycarbonate impression trays and compass for final impressions.

автоклавная обработка 140°C макс
Autoclavable max 140°C



	A mm	B mm		A mm	B mm
2851-U1	62	54	2851-U5	70	62
2851-U2	63	58	2851-U6	75	63
2851-U3	64	58	2851-U7	77	64
2851-U4	66	60			

S2851-7

Набор из 7 слепочных ложек из поликарбоната

Set of 7 polycarbonate impression trays.



	A mm	B mm		A mm	B mm		A mm	B mm
2851-L1	57	49	2851-L6	61	57	2851-L11	65	60
2851-L2	58	53	2851-L7	62	57	2851-L12	67	58
2851-L3	60	54	2851-L8	64	55	2851-L13	70	59
2851-L4	61	55	2851-L9	64	59			
2851-L5	61	56	2851-L10	66	57			

S2851-13

Набор из 13 слепочных ложек из поликарбоната

Set of 13 polycarbonate impression trays.



S2851-8

Набор из 8 слепочных ложек из поликарбоната

Set of 8 polycarbonate impression trays

L1C / L1D / L1S
L2C / L2D / L2S
U1P / U2P

	A mm	B mm
2851-U1P	64	63
2851-U2P	67	57
2851-L1C	75	49
2851-L2C	76	53

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX
18/08


- "NEW SUPER HIGH GRIP" слепочные ложки из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность

"NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish




- Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.



- увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить эктра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



S2803S-10

MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays


2803S-U1

2803S-U2

2803S-U3



2803S-U4

2803S-U5



		A mm.	B mm.
2803S-U1	XL	81	63
2803S-U2	L	74	60
2803S-U3	M	71	55
2803S-U4	S	67	53
2803S-U5	XS	65	51

		A mm.	B mm.
2803S-L1	XL	80	63
2803S-L2	L	78	59
2803S-L3	M	76	57
2803S-L4	S	72	57
2803S-L5	XS	69	50



XL

L

M

S

XS



2803S-L1

2803S-L2

2803S-L3

2803S-L4

2803S-L5

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**NEW
super**

INOX[®]
18/08

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали


Stainless Steel Impression Trays

HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX®
18/08

- PERMA-LOCK HIGH GRIP слепочные ложки перфорированные из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность

"PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish




- Увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить эктра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.


S2804S-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.



S2804S-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2804S-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Слепочные ложки - Impression Trays

2804S-U6

2804S-U5

2804S-U4

2804S-U3

2804S-U2

2804S-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

		A	B
		mm.	mm.
2804S-U1	XXS	61	47
2804S-U2	XS	64	51
2804S-U3	S	66	53
2804S-U4	M	69	57
2804S-U5	L	71	60
2804S-U6	XL	73	62

		A	B
		mm.	mm.
2804S-L1	XXS	55	47
2804S-L2	XS	60	49
2804S-L3	S	72	54
2804S-L4	M	74	57
2804S-L5	L	76	59
2804S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804S-L6

2804S-L5

2804S-L4

2804S-L3

2804S-L2

2804S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA[®]
locky**

INOX[®]
18/08

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

INOX®
18/08

- "PERMA-LOCK HIGH GRIP" слепочные ложки гладкие из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность

"PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish




- Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.


S2807S-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить эктра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



S2807S-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2807S-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2807S-U6

2807S-U5

2807S-U4

2807S-U3

2807S-U2

2807S-U1



XL

L

M




S

XS

XXS

		A mm.	B mm.
2807S-U1	XXS	61	47
2807S-U2	XS	64	51
2807S-U3	S	66	53
2807S-U4	M	69	57
2807S-U5	L	71	60
2807S-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807S-L1	XXS	55	47
2807S-L2	XS	60	49
2807S-L3	S	72	54
2807S-L4	M	75	57
2807S-L5	L	76	59
2807S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS

2807S-L6

2807S-L5

2807S-L4

2807S-L3

2807S-L2

2807S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA
lock**

INOX
18/08

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Постеры

Posters

Слепочные ложки - Impression Trays




9998-1
50x70 cm

Удаление зубов
Extractive




9998-2
50x70 cm

Слепочные ложки
Impression trays



9998-3
50x70 cm

Лабораторные инструменты
Laboratory instruments



9998-4
50x70 cm

Одноразовый
Disposable



9998-5
50x70 cm

Имплантологических инструментов
Implantology instruments



9998-6
50x70 cm

Ортодонтия
Orthodontics



9998-7
50x70 cm

Magic Color
Magic Color



9998-8
50x70 cm

Запирающийся лоток
Locking Trays




9998-9
50x70 cm

Leonardo
Leonardo



9999-1
DENTI 1
50x70 cm

9999-1E Английская версия
English version



9999-2
50x70 cm

9999-2E Английская версия
English version



9999-3
CRANIUM HOMINIS
50x70 cm

S9999 Serie di 3 poster (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis)
Set of 3 posters (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis)

S9999-E Serie di 3 poster (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis) Английская версия
Set of 3 posters (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis) English version