



ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА ДИСК 1.0 АЛМАЗ

Этикетка
АВЕ 588.200.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ДИСК 1.0 АЛМАЗ	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ДИСК 1.0 АЛМАЗ – абразивный диск с точечным алмазным покрытием для ТРИММЕРА. Тип обработки изделий: мокрая и сухая.

1.2 Основные технические характеристики

Диск алмазный:

диаметр внешний253 мм

диаметр посадочного отверстия 25/32* мм

толщина диска3,0 мм

Диск опорный:

диаметр внешний 154 мм

диаметр посадочного отверстия25 мм

толщина диска4,0 мм

Примечание: * - вариант поставки

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Диск JT алмазный – 1 шт

Диск опорный – 1 шт

Шайба силиконовая – 1 шт

Втулка переходная для алмазного диска с $\varnothing=32$ мм на $\varnothing=25,2$ мм – 1 шт**

Этикетка АВЕ 588.200.000 ЭТ

Примечание: ** - для диска $\varnothing=25$ мм втулка не поставляется

Поставщик:

620102, Россия, Екатеринбург Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

feedback@averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02