



ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

МОДЕЛЬ ПОДСТАВКА 6.0 БОР

Этикетка
АВЕ 571.000.000 ЭТ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПОДСТАВКА 6.0 БОР	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Подставки для инструментов модель ПОДСТАВКА 6.0 БОР, далее - Подставка.

1.2 Подставка предназначена для горизонтального размещения до 3-х инструментов (ШПАТЕЛЬ УНИ, СКАЛЬПЕЛЬ и т.д.) и вертикального хранения до 30 боров (фрез).

Область применения: стоматологические лаборатории.

Материал для изготовления: сталь.

Способ изготовления: лазерная резка с дальнейшей обработкой.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35°C

влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

габариты, не более 125x130x105 мм

масса, не более 0,2 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Подставка (1) – 1 шт

Подушка-вкладыш (2)

(установлена) – 1 шт

Этикетка АВЕ 571.000.000 ЭТ



Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

feedback@averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

АВЕ 571.000.000 ЭТ