



ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ модель ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ

Этикетка
АВЕ 410.050.000 ЭТ

Универсальная подставка для моделировочного ножа и пяти-шести инструментов (ШПАТЕЛЬ УНИ, СКАЛЬПЕЛЬ и т.д.).

Область применения: стоматологические лаборатории.

Материал для изготовления: сталь.

Способ изготовления: лазерная резка с дальнейшей обработкой.



Условия эксплуатации

окружающая температура..... 10...35°C

влажность при 25°C, не более..... 80 %

Основные технические характеристики

габариты, мм, не более..... 120x60x65

масса, кг, не более 0,1

Комплектность

Подставка – 1 шт

Губка – 1 шт

Этикетка АВЕ 410.050.000 ЭТ

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

feedback@averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие проверено и признано годным к использованию.

Исправления не допускаются

ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.