

● Дозировочные весы DSW-2/4 K и DSW-2

Необычайная точность измерений для каждой лаборатории



DSW-2/4 K



DSW-2

Техническая информация

Совершенно необходимое оборудование для точного смешивания: Дозировочные весы DSW-2 и DSW-2/4 K значительно упрощают задачу точного дозирования при смешивании и получения заданных результатов. Оба устройства предназначены для дозирования всех ходовых типов гипса и паковочных масс при смешивании, гарантируют стабильное соотношение компонентов смеси и, таким образом, обеспечивается стабильное качество. После взвешивания порошка к нему автоматически добавляется требуемое количество жидкости. Все помпы могут регулироваться отдельно, в памяти могут сохраняться до 30 рецептов смешивания. Весы DSW-2/4 K дополнительно оснащены специальной системой охлаждения, позволяющей постоянно поддерживать заданную температуру жидкости (17°C, 19 °C или 21 °C).

- прецизионные весы для современной технологии дозирования и взвешивания
- предназначены для взвешивания всех ходовых типов гипса и паковочных масс
- весы DSW-2/4 K в стандартном исполнении оснащены 4 помпами с охлаждением, возможно дооснащение 2 дополнительными помпами без охлаждения
- весы DSW-2 оснащены одной помпой без охлаждения, возможно дооснащение пятью дополнительными помпами без охлаждения
- возможность сохранения в памяти до 30 рецептов смешивания
- большой и наглядный жидкокристаллический дисплей
- весы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

Технические характеристики и принадлежности

DSW-2/4 K DSW-2	№ 172989 № 172988*
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	0,7 А, 0,5 А*
Мощность	100 Вт, 75 Вт*
Габариты (Ш/В/Гл)	210 x 470 x 410 мм
Вес	17,5 кг 13,0 кг*
Диапазон взвешивания	мин. = 5 гр, макс. = 6000 гр, минимальная доза взвешивания (e) = 2 гр
Точность взвешивания	+/- 0,5 гр
Диапазон температуры	5 – 35 °С
Температурный режим системы охлаждения (DSW-2/4 К)	17°C, 19°C, 21°C

Комплект поставки	№
DSW-2/4 К с 4 помпами с охлаждением	172989
DSW-2 с одной помпой без охлаждения	172988

Принадлежности	№
Дооснащение одной помпой без охлаждения	172299

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Дозировочные весы DSW-2/4 К

Важнейшие преимущества

- стабильное соотношение компонентов при смешивании порошка и жидкости
- возможность разностороннего программирования и расширения
- прецизионные весы: точность взвешивания +/- 0,5 гр, макс. нагрузка 6 кг
- чрезвычайно устойчивый корпус легко чистится, имеет напыление порошка пластмассы
- система охлаждения до 3 различных температур (DSW-2/4 К)

www.wassermann-dental.com

 **WASSERMANN**
DENTAL-MASCHINEN
● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Тел.: +49 (0)40 730 926-0 · Факс: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com

<https://stomshop.pro>