



Достоверное  
качество

Coral Lux

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА



**FEDESA**

**40 лет FEDESA производит стоматологическое оборудование.**

С 1992 года FEDESA поставляет в Россию широкий ассортимент высококачественной продукции по конкурентоспособной цене как результат богатого опыта и достижений в области стоматологии. Вся продукция превосходит ожидания большинства профессионалов. Качество продукции подтверждено международными сертификатами.



Столик ассистента

Плевательница

Кресло пациента

Инструментальная панель



Стоматологическая установка

# Coral Lux

**Простота и надежность**

Одной из особенностей Coral Lux является приспособленность для правшей и левшей без потери высоких эргономических свойств. Гигиеничность и надежность превосходны.

Дизайн установки сконцентрировал в себе инновационные идеи и все лучшие качества традиционного оборудования.

**Доказанное качество**





Стоматологическая установка

# Coral Lux Дизайн



### Инновации и функциональность

Одна установка, две версии.  
Это оборудование отвечает на потребность маленьких клиник в multifunctional, compact, convenient in service dental unit.  
Compactness makes it more accessible for the doctor and the patient.

### Инструментальная панель

Possible versions with top and bottom instrument delivery.  
Sensor keyboard, smooth panel, shock absorber, stabilizing lever, make the unit comfortable in use and convenient in service.

### Гидроблок

Vertical hydroblock with aluminum base.  
All communications are located inside the hydroblock, where there is enough space for the installation of various aspiration systems.  
Durable glass splashguard, convenient hydroblock door ensure easy access to communications, which reduces service time.

### Кресло

Electromechanical, silent, sensor-adjustable and with universal pedal, with three-plane headrest and safety system, blocking movement in case of collision with instrument work.






Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Многогранность



### Особенности и multifunctionality

Все мелочи приняты во внимание при создании многоцелевой установки, на выбор предлагается широкий ассортимент опций. Эргономика позволяет работать в четыре руки. Панель врача и светильник могут быть максимально приближены к любой точке операционного поля. Анатомическая форма кресла удобна для пациента и врача.






Установка может быть адаптирована для работы любыми инструментами, укомплектована любой системой аспирации, индивидуально программируемые положения кресла могут быть отрегулированы для каждого пациента.

Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Особенности







Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Особенности



### Особенности

Дополнительные опции:  
система визуализации, дополнительные выходы для электрического микромотора и воздушных инструментов, фиброоптика, лампа фотополимеризации, скалер пьезоэлектрический, шпрей на столик ассистента.







Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Безопасность



### Высокий уровень безопасности

Система безопасности блокирует движение кресла, спинки, столика ассистента вниз при столкновении с препятствием и при работе инструментов.







Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Дополнительное оборудование



### Опции

Помимо возможности предложить установку в базовой комплектации со шпреем, двумя универсальными выходами с фиброоптикой для турбины и электрического микромотора, возможно дооснащение дополнительными выходами, лампой фотополимеризации, скалером, шпреем на столике ассистента, системой визуализации.






801016



801015



801011



801018



801003



801012



801014



801006



801013



801017



801004

Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Соотношение цены и качества




FEDESA предлагает широкий ассортимент цветовой палитры расцветок.






## Стоматологическая установка

Указанные параметры, площадь и высота помогут Вам идеально расположить установку в кабинете.




## Кресло

Кресло оптимально адаптируется для каждого пациента и для практической деятельности врача.




## Гидроблок

Компактный гидроблок и поворотная плевательница создают комфортные условия для работы ассистента.



## Инструментальная панель

Благодаря пантографическому рычагу инструментальная панель может быть размещена в любой точке операционного пространства.



Стоматологическая установка

# Coral Lux

## Технические параметры

