



Eighteeth

ПРАЙС ЛИСТ



<https://stomshop.pro>

Eighteeth Russia - официальный представитель Eighteeth в России

Eighteeth - ведущий производитель эндодонтического оборудования. Компания была основана в 2016 году на базе Changzhou Sifary Technology Co и занимается производством всего, что необходимо иметь врачу для качественного эндодонтического приёма.




**7**УСПЕШНЫХ ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВА**157**КОНГРЕССОВ
И ВЫСТАВОК**14**ПРОДУКТОВЫХ
ЛИНЕЕК**129**СТРАН
ИМПОРТЕРОВ



Приборы для ЭНДОДОНТИИ

Всё, что необходимо врачу для качественного эндодонтического приёма

ПРИБОР	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	ЛАМПА CURING PEN Беспроводная полимеризационная лампа повышенной мощности. 2300 мВт, 4 диода, кариес-детектор.	29 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-CONNECT Беспроводной эндомотор. Бесшумный, мощный, 1000 об./мин., реципрокальное вращение. Совместим с апекс локатором E-PEX.	40 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-VALUE Беспроводной эндомотор. Бесшумный, мощный, цветной дисплей, увеличенная батарея, 1000 об./мин., реципрокальное вращение, адаптивный торк контроль.	50 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-CONNECT S Мотор компании Eighteeth со встроенным апекс локатором. Бесшумный, мощный, 1000 об./мин., реципрокальное вращение, адаптивный торк контроль.	65 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-CONNECT S+ Флагманский мотор компании Eighteeth со встроенным апекс локатором. Бесшумный, мощный, 1500 об./мин., реципрокальное вращение, адаптивный торк контроль.	75 000 Р
	АПЕКСЛОКАТОР E-PEX Высокая точность в мокрых и сухих каналах. Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей. Автоматическая калибровка. Совместим с эндомотором E-connect.	20 000 Р
	АКТИВАТОР ULTRA-X Легкий и эргономичный ультразвуковой активатор. Насадки для разных клинических случаев (3 шт. в комплекте), два уровня мощности.	30 000 Р
	ВИЗИОГРАФ NANOPIX Интраоральный визиограф с технологией автоматического обнаружения экспозиции. Размер: 25,4 x 36,8.	107 000 Р

ПРИБОР	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	ВИЗИОГРАФ NANOPIX2 Интраоральный визиограф большого размера: 30,4 x 41,9 Супертонкий датчик - 4.4 мм, Технология матрицы APS CMOS.	118 000 Р
	РЕНТГЕН HYPERLIGHT Портативный рентген высокого разрешения. Фокальное пятно: 0.4 мм. Время экспозиции: 0.02-2 с.	150 000 Р
	СКАНЕР HELIOS 600 Один из самых точных сканеров на рынке. Компактный, легкий, быстрый, не требует калибровки.	700 000 Р



Биноклярные лупы






Биноклярные лупы серии Eighteeth Brilliance подойдут стоматологам и гигиенистам благодаря своему увеличению 3.0x и малому весу.

ОПТИКА	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	ЛУПА BRILLIANCE Флип-Ап, лёгкие, прочные с апохроматическими линзами SCHOTT. Асинхронная регулировка межзрачкового расстояния. Фокусное расстояние 400 и 450 мм, 3x и 3.5x кратное увеличение, крепления на 3x шарнирах.	45 000 Р
	СВЕТ SOFTOUCH Освещение высшего уровня - настоящие оттенки света и мощность до 35 000 люкс с защитой от короткого замыкания и временем работы до 11 часов. Диапазон температуры света - от 3000 до 7000К.	45 000 Р
	УГЛОВАЯ ЛУПА BRILLIANCE 48° Те же безупречные лупы BRILLIANCE в эргономичной конструкции. Позволяют не наклонять голову и снижают нагрузку на шейный отдел позвоночника. Фокусное расстояние 450мм, 5x кратное увеличение, алюминий-магний сплав.	155 000 Р



Родиевые зеркала


Устойчиво к царапинам и химическим веществам.

ЗЕРКАЛО		ОПИСАНИЕ			
		M2 RAINBOW	Обязательный атрибут в наборе инструментов для эндодонтии. Родиевые зеркала с эндолинейкой, эргономичной ручкой, незапотевающим покрытием и дополнительными зеркалами в комплекте.		
ЦВЕТ	ЯРКОСТЬ	КОМПЛЕКАЦИЯ		ЦЕНА	
	75%	4 зеркала с ручкой, 4 сменных зеркала, ключ для замены зеркала		6 059 P	
		Один цвет			
	98%	4 зеркала с ручкой, 4 сменных зеркала, ключ для замены зеркала		9 761 P	
		Один цвет			
	75%	10 зеркал с ручкой, 10 сменных зеркал, силиконовые заглушки, защитные колпачки, ключ для замены зеркала		14 474 P	
		Мультicolor			
	98%	10 зеркал с ручкой, 10 сменных зеркал, силиконовые заглушки, защитные колпачки, ключ для замены зеркала		25 245 P	
		Мультicolor			



Холодные плаггеры






Один конец из NiTi, второй конец из стали с большим размером. Цвета по ISO.
Идеально подходят для пломбирования каналов.





ИНСТРУМЕНТЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
 <p>РУЧНОЙ ПЛАГГЕР EIGHTEETH</p>	Калиброванные холодные плаггеры различных размеров: 35\70, 40\80, 50\100, 60\120	3 000 Р



Файлы с памятью формы

Новый стандарт эффективности – сплав Heat Treat, увеличенная гибкость, повышенная устойчивость к циклической усталости, неагрессивный кончик, укороченный хвостовик – файлы, идеальные для эндодонтии.

ИНСТРУМЕНТЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
 <p>E-FLEX GOLD</p>	Универсальные файлы для самых разных нужд.	1 800 Р
 <p>E-FLEX BLUE</p>	Гибкие файлы для искривленных каналов. Рекомендуются для первичного лечения.	2 200Р
 <p>E-FLEX S</p>	SX, S1, S2, F1, F2, F3. Для приверженцев классической техники работы	2 400 Р
 <p>E-FLEX ONE</p>	Агрессивный файл с высокой устойчивостью на излом S-образное сечение с двумя режущими гранями.	2 500 Р
 <p>E-FLEX MINI</p>	Укороченный файл для детских зубов, а также тех случаев, когда пациент не способен широко открыть полость рта.	2 500 Р

ИНСТРУМЕНТЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	E-FLEX REC Специальные файлы для работы с реципроком.	2 500 Р
	E-FLEX RT Для распломбировки/перелечивания каналов. Увеличенная конусность (07/08/09), ромбовидное сечение, более агрессивные файлы.	2 500 Р
	E-FLEX EDGE Гибкие файлы с превосходной режущей способностью, что помогает быстро и эффективно удалять опилки из канала.	2 500 Р
	E-FLEX Сверхгибкие файлы для самых изогнутых каналов.	2 500 Р



Насадки для скалеров

Всё, что необходимо врачу для качественного эндодонтического приёма







МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	E1 \ E1-S Эндочак с углом 120°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм. Рекомендуется для очистки и промывания корневого канала зуба, обычно используется для зубов переднего ряда. E1 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E1-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec. Рекомендуемый срок службы Длина насадки Сила Высота 500 зубов 12,8 мм 1 - 3 12,8 мм	900 Р
	E3 \ E3-S Для боковой конденсации гуттаперчи с помощью нагревательного эффекта. E3 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E3-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec. Рекомендуемый срок службы Длина насадки Сила Высота 500 зубов 22,9 мм 1 - 3 14 мм	800 Р







МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА										
 E4 \ E4-S	<p>Насадка для удаление пломбировочного материала во время повторной обработки.</p> <p>E4 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E4-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 зубов</td> <td>23.5 мм</td> <td>0.4</td> <td>1 - 6</td> <td>29.3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	100 зубов	23.5 мм	0.4	1 - 6	29.3 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
100 зубов	23.5 мм	0.4	1 - 6	29.3 мм								
 E5 \ E5-S	<p>Насадка для удаления гуттаперчи при перелечивании.</p> <p>E5 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E5-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 зубов</td> <td>17.8 мм</td> <td>0.4</td> <td>1 - 6</td> <td>25.2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	100 зубов	17.8 мм	0.4	1 - 6	25.2 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
100 зубов	17.8 мм	0.4	1 - 6	25.2 мм								
 E7 \ E7-S	<p>Насадка для удаление сломанного инструмента.</p> <p>E7 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E7-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>20.1 мм</td> <td>0.3</td> <td>1 - 3</td> <td>17.2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	20.1 мм	0.3	1 - 3	17.2 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	20.1 мм	0.3	1 - 3	17.2 мм								
 E8 \ E8-S	<p>Используется для чистки стенок канала во время повторной обработки.</p> <p>E8 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E8-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>20.7 мм</td> <td>0.5</td> <td>1 - 6</td> <td>13.9 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	20.7 мм	0.5	1 - 6	13.9 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	20.7 мм	0.5	1 - 6	13.9 мм								
 E9 \ E9-S	<p>Гибкая насадка, используемая для активации дезинфицирующего раствора.</p> <p>E9 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E9-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 зубов</td> <td>16.1 мм</td> <td>0.4</td> <td>1 - 3</td> <td>27.4 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	20 зубов	16.1 мм	0.4	1 - 3	27.4 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
20 зубов	16.1 мм	0.4	1 - 3	27.4 мм								
 E10 \ E10-S	<p>Гибкая насадка, используемая для активации дезинфицирующего раствора.</p> <p>E10 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E10-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>21.4 мм</td> <td>0.2</td> <td>1 - 3</td> <td>28.5 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	21.4 мм	0.2	1 - 3	28.5 мм	900 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	21.4 мм	0.2	1 - 3	28.5 мм								

МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА										
 E30 \ E30-S	<p>Удаление обломков инструментов из апикальной части корневого канала зуба.</p> <p>E30 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E30-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>20.8 мм</td> <td>0.3</td> <td>1 - 3</td> <td>23.1 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	20.8 мм	0.3	1 - 3	23.1 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	20.8 мм	0.3	1 - 3	23.1 мм								
 E31 \ E31-S	<p>Удаление сломанных инструментов из устьевой части корневого канала зуба.</p> <p>E31 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E31-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>19.6 мм</td> <td>0.3</td> <td>1 - 3</td> <td>19.4 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	19.6 мм	0.3	1 - 3	19.4 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	19.6 мм	0.3	1 - 3	19.4 мм								
 E3D \ E3-SD	<p>Расширение стенок канала для удаления сломанного инструмента.</p> <p>E3D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E3-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>16.5 мм</td> <td>0.4</td> <td>1 - 3</td> <td>16.4 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	16.5 мм	0.4	1 - 3	16.4 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	16.5 мм	0.4	1 - 3	16.4 мм								
 E4D \ E4-SD	<p>Удаление твердого материала из канала во время повторной обработки.</p> <p>E4D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E4-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>23.7 мм</td> <td>0.5</td> <td>1 - 3</td> <td>29.3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	23.7 мм	0.5	1 - 3	29.3 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	23.7 мм	0.5	1 - 3	29.3 мм								
 E5D \ E5-SD	<p>Удаление твердого пломбировочного материала из корневого канала зуба во время перелечивания</p> <p>E5D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E5-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>18.8 мм</td> <td>0.5</td> <td>1 - 3</td> <td>25.5 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	18.8 мм	0.5	1 - 3	25.5 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	18.8 мм	0.5	1 - 3	25.5 мм								
 E6D \ E6-SD	<p>Подготовка устья корневого канала зуба.</p> <p>E6D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E6-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>18.2 мм</td> <td>1.0</td> <td>1 - 10</td> <td>22.3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	18.2 мм	1.0	1 - 10	22.3 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	18.2 мм	1.0	1 - 10	22.3 мм								

МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА										
	<p>E7D \ E7-SD</p> <p>Для удаления твердых материалов из полости зуба и поиска устья корневого канала зуба.</p> <p>E7D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E7-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 зубов</td> <td>13.1 мм</td> <td>0.35</td> <td>1 - 3</td> <td>19.5 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	30 зубов	13.1 мм	0.35	1 - 3	19.5 мм	3000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
30 зубов	13.1 мм	0.35	1 - 3	19.5 мм								
	<p>E8D \ E8-SD</p> <p>Для ретроградного препарирования апикальной части корневого канала зуба.</p> <p>E8D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. E8-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>18.5 мм</td> <td>0.5</td> <td>1 - 6</td> <td>14 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	18.5 мм	0.5	1 - 6	14 мм	3000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	18.5 мм	0.5	1 - 6	14 мм								
	<p>P1 \ P1-S</p> <p>Насадка рекомендуется для очистки и ирригации зубо-десневой бороздки или парадонтальных карманов.</p> <p>P1 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P1-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150 зубов</td> <td>18.7 мм</td> <td>0.3</td> <td>1 - 10</td> <td>10.3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	150 зубов	18.7 мм	0.3	1 - 10	10.3 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
150 зубов	18.7 мм	0.3	1 - 10	10.3 мм								
	<p>P3 \ P3-S</p> <p>Удаление зубного камня, глубоко в пародонтальном кармане и его ирригация.</p> <p>P3 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P3-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150 зубов</td> <td>21.8 мм</td> <td>0.6</td> <td>1 - 10</td> <td>12.2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	150 зубов	21.8 мм	0.6	1 - 10	12.2 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
150 зубов	21.8 мм	0.6	1 - 10	12.2 мм								
	<p>P4 \ P4-S</p> <p>Насадка рекомендуется для очистки и промывания неглубоких десневых карманов.</p> <p>P4 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P4-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 зубов</td> <td>21.6 мм</td> <td>0.52</td> <td>1 - 6</td> <td>11 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	200 зубов	21.6 мм	0.52	1 - 6	11 мм	1000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
200 зубов	21.6 мм	0.52	1 - 6	11 мм								
	<p>P52 \ P52-S</p> <p>Удаление наддесневых отложений.</p> <p>P52 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P52-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>21.2 мм</td> <td>0.41</td> <td>1 - 10</td> <td>15 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	21.2 мм	0.41	1 - 10	15 мм	2100 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	21.2 мм	0.41	1 - 10	15 мм								


МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА										
	<p>P50L \ P50L-S</p> <p>Используется для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня. С загибов влево.</p> <p>P50L - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P50L-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>18,4 мм</td> <td>0,51</td> <td>1 - 10</td> <td>20,4 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	18,4 мм	0,51	1 - 10	20,4 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	18,4 мм	0,51	1 - 10	20,4 мм								
	<p>P50R \ P50R-S</p> <p>Используется для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня. С загибов вправо.</p> <p>P50R - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P50R-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>18,9 мм</td> <td>0,51</td> <td>1 - 10</td> <td>20,3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	18,9 мм	0,51	1 - 10	20,3 мм	2000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	18,9 мм	0,51	1 - 10	20,3 мм								
	<p>P53L \ P53L-S</p> <p>Используется для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня. С загибов влево.</p> <p>P53L - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P53L-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>19,8 мм</td> <td>0,56</td> <td>1 - 6</td> <td>16,3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	19,8 мм	0,56	1 - 6	16,3 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	19,8 мм	0,56	1 - 6	16,3 мм								
	<p>P53R \ P53R-S</p> <p>Используется для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня. С загибов вправо.</p> <p>P53R - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P53R-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>20,2 мм</td> <td>0,56</td> <td>1 - 10</td> <td>16,2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	20,2 мм	0,56	1 - 10	16,2 мм	2500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	20,2 мм	0,56	1 - 10	16,2 мм								
	<p>P56 \ P56-S</p> <p>Насадка для удаление наддесневого камня и зубного налета.</p> <p>P56 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P56-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 зубов</td> <td>22 мм</td> <td>1,0</td> <td>1 - 10</td> <td>14,4 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	22 мм	1,0	1 - 10	14,4 мм	3000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
80 зубов	22 мм	1,0	1 - 10	14,4 мм								
	<p>P3D \ P3-SD</p> <p>Для полировки внешней поверхности корня зуба после пародонтологической операции.</p> <p>P3D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P3-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>21,8 мм</td> <td>0,65</td> <td>1 - 6</td> <td>10,2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	21,8 мм	0,65	1 - 6	10,2 мм	2300 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	21,8 мм	0,65	1 - 6	10,2 мм								

МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА										
	<p>P4D \ P4-SD</p> <p>Для удаления кальция из устьевой части корневого канала зуба и поиска устья корневого канала зуба.</p> <p>P4D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P4-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 зубов</td> <td>20.2 мм</td> <td>0.55</td> <td>1 - 6</td> <td>11.5 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	50 зубов	20.2 мм	0.55	1 - 6	11.5 мм	2300 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
50 зубов	20.2 мм	0.55	1 - 6	11.5 мм								
	<p>G1 \ G1-S</p> <p>Насадка для удаления наддесневого камня.</p> <p>G1 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. G1-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 зубов</td> <td>18.8 мм</td> <td>0.8</td> <td>1 - 10</td> <td>9.9 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	200 зубов	18.8 мм	0.8	1 - 10	9.9 мм	400 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
200 зубов	18.8 мм	0.8	1 - 10	9.9 мм								
	<p>G2 \ G2-S</p> <p>Насадка для удаления твердых зубных отложений.</p> <p>G2- Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. G2-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 зубов</td> <td>19.4 мм</td> <td>1.7</td> <td>1 - 10</td> <td>8.8 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	200 зубов	19.4 мм	1.7	1 - 10	8.8 мм	400 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
200 зубов	19.4 мм	1.7	1 - 10	8.8 мм								
	<p>G4 \ G4-S</p> <p>Насадка используется для очистки наддесневого и межзубного пространства.</p> <p>G4 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. G4-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 зубов</td> <td>19.9 мм</td> <td>0.6</td> <td>1 - 10</td> <td>9.1 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	200 зубов	19.9 мм	0.6	1 - 10	9.1 мм	500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
200 зубов	19.9 мм	0.6	1 - 10	9.1 мм								
	<p>G5 \ G5-S</p> <p>Насадка рекомендуется для удаления пигментированного налета и зубного камня.</p> <p>G5 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. G5-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 зубов</td> <td>21 мм</td> <td>0.6</td> <td>1 - 10</td> <td>9.3 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	200 зубов	21 мм	0.6	1 - 10	9.3 мм	500 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
200 зубов	21 мм	0.6	1 - 10	9.3 мм								
	<p>TC1D \ TC1-SD</p> <p>Удаление кариеса с пришеечной и окклюзионной поверхностей.</p> <p>TC1D - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. TC1-SD - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рекомендуемый срок службы</th> <th>Длина насадки</th> <th>Диаметр</th> <th>Сила</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 зубов</td> <td>23.6 мм</td> <td>1 и 3</td> <td>1 - 10</td> <td>8.2 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	20 зубов	23.6 мм	1 и 3	1 - 10	8.2 мм	2200 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота								
20 зубов	23.6 мм	1 и 3	1 - 10	8.2 мм								








МОДЕЛЬ EMS \ SATELEC	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА									
 <p>P59 \ P59-S</p> <p>Используется для зондирования и удаления поддесневого зубного камня.</p> <p>P59 - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/Woodpecker/EMS. P59-S - Совместима со скалерами UltraFresh Pro/DTE/Satelec.</p> <table border="1"> <tr> <td>Рекомендуемый срок службы</td> <td>Длина насадки</td> <td>Диаметр</td> <td>Сила</td> <td>Высота</td> </tr> <tr> <td>80 зубов</td> <td>22.6 мм</td> <td>0.41</td> <td>1 - 10</td> <td>13.9 мм</td> </tr> </table>	Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота	80 зубов	22.6 мм	0.41	1 - 10	13.9 мм	3000 P
Рекомендуемый срок службы	Длина насадки	Диаметр	Сила	Высота							
80 зубов	22.6 мм	0.41	1 - 10	13.9 мм							
 <p>JT2LE / JT2LA</p> <p>Гибкая ультразвуковая насадка для апикальной хирургии: препарирование апикальной трети корня. Загиб влево.</p>	9500 P										
 <p>JT2SE / JT2SA</p> <p>Гибкая ультразвуковая насадка для апикальной хирургии: препарирование апикальной трети корня. Загиб вниз.</p>	9500 P										
 <p>JT2RE / JT2RA</p> <p>Гибкая ультразвуковая насадка для апикальной хирургии: препарирование апикальной трети корня. Загиб вправо.</p>	9500 P										
 <p>JT2BE / JT2BA</p> <p>Гибкая ультразвуковая насадка для апикальной хирургии: препарирование апикальной трети корня. Прямая сгибаемая.</p>	13 900 P										
 <p>JTBV</p> <p>Ключ для выгибания ультразвуковых насадок.</p>	4200 P										



Кокфердам

ИНСТРУМЕНТ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА				
 <p>КОФФЕРДАМ NIC TONE</p>	<p>Премиальный коффердам nic tone разной плотности.</p> <table border="1"> <tr> <td>Размер</td> <td>Цвета</td> </tr> <tr> <td>6x6</td> <td>Черный, синий, зеленый.</td> </tr> </table>	Размер	Цвета	6x6	Черный, синий, зеленый.	3000 P
Размер	Цвета					
6x6	Черный, синий, зеленый.					

Доступно по предзаказу

	ПРИБОР	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	MOTOR TURBO	Мощный мотор для стоматологических установок с четырьмя программируемыми режимами.	39 000 Р
	ФИЗИОДИСПЕНСЕР E-FLOW	Физиодиспенсер с точным контролем мощности и настраиваемой скорости подачи воды до 130мл/мин.	195 000 Р
	E-ASP ONE	Повышающий наконечник E-ASP ONE идеально подходит ко всем моторам с разъемом 4-pin, а передаточное соотношение 1:5 позволяет достичь скорости в 40 000 оборотов в минуту.	26 000 Р
	СКАЛЕР ULTRAMINT PRO EMS / SATELEC	Мощный ультразвуковой скалер с подачей воды и насадками на каждый клинический случай.	40 000 Р
	СКАЛЕР ULTRAMINT EMS / SATELEC	Мощный ультразвуковой скалер с насадками на каждый клинический случай.	30 000 Р
	NEWTRON P5 XS B.LED	Автономный ультразвуковой генератор нового поколения с технологией B.LED. Для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций со встроенной стерильной ирригационной системой.	65 000 Р
	NEWTRON P5 B.LED	Ультразвуковой генератор нового поколения с технологией B.LED и жидким индикатором для обнаружения зубных отложений.	55 000 Р