



Кожух звукоизолирующий для 1-2-3-х цилиндрического компрессора Cattani (мод. 010800, 010815)

Кожух звукоизолирующий CATTANI является универсальной опцией для одно-, двух- или трехцилиндрового компрессора CATTANI и предназначен для снижения звукового давления во время работы компрессора. Кожух изготовлен из оцинкованных металлических пластин с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием. Кожух звукоизолирующий CATTANI представлен в двух модификациях: модель 010800 и модель 010815.

Кожух звукоизолирующий CATTANI мод. 010800

Технические характеристики:

Размеры (Н x W x D): 89 x 87 x 70 см
Вес: 84 кг

Звуковое давление работающего
1-цилиндрового компрессора
в звукоизолирующем корпусе: 50 dB(A)

Звуковое давление работающего
2-цилиндрового компрессора
в звукоизолирующем корпусе: 51 dB(A)

Звуковое давление работающего
3-цилиндрового компрессора
в звукоизолирующем корпусе: 51 dB(A)



Кожух звукоизолирующий CATTANI мод. 010815

Технические характеристики:

Размеры (Н x W x D): 88,7 x 87 x 70 см
Вес: 64 кг

Звуковое давление работающего
компрессора в звукоизолирующем корпусе:
59 dB(A)



Схема сборки

