

BRILLIANCE

ТО, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ, ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



Хирургические бинокулярные лупы Eighteenth Brilliance.

Апохроматические линзы немецкой фирмы Schott гарантируют чёткое и яркое изображение. Функция Flip-up предоставляет возможность полного поднятия окуляров одним движением и позволяет без помех общаться лицом к лицу с пациентом. Цельная конструкция выполнена из сверхлёгкого сплава и обеспечивает превосходную прочность и долговечность, в то же время минимизируя вес, делая её комфортной и почти не ощутимой при ношении.

Умный эффект амортизации.
Легко настроить и стабилизировать.

Супер лёгкая оправа.
Эргономичный дизайн и с возможностью выбора цвета.

Внешние линзы.
Могут быть заменены линзами по рецепту офтальмолога.

Линзы Schott.
Гарантируют чёткое и яркое изображение.

Усовершенствованное покрытие линз.
Технология многослойного покрытия: против запотевания, против царапин, антибликовое - обеспечивает более яркое изображение.

Асинхронная PD регулировка.
Интуитивно понятная независимая регулировка оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового расстояния (PD) с лазерной маркировкой.

Сплав алюминия и магния аэрокосмического класса.

Eighteenth Brilliance высокопрочные и лёгкие.

<https://stomshop.pro/>

Два
крепления:

2



Двойное



Тройное



Оба варианта позволяют идеально настроить оптику благодаря возможности изменения фокусного расстояния и угла наклона бинокляров. Быстрое и ловкое откидывание бинокляров и лёгкое возвращение к работе повышает её эффективность.


<https://stomshop.pro/>

Ваша идеальная первая пара бинокулярных луп!

Универсальное 3-кратное увеличение идеально подходит как продвинутым, так и начинающим стоматологам.



Материал оправы: AlMg, Tr90

Цвета оправы: 

Увеличение	Рабочее расстояние	Рабочее поле	Глубина резкости	Вес
3.0x	350 мм	68 мм	>90 мм	71 г
	400 мм	76 мм	>100 мм	71 г
	450 мм	84 мм	>115 мм	71 г
	500 мм	92 мм	>135 мм	71 г