

5 кнопок – полный курс лечения

Гениально простой, просто профессиональный! Только 5 кнопок и Вы приобретаете широкий диапазон научно обоснованных методов лечения. Не стоит даже обсуждать – это факт: высококачественные стоматологические лазеры способствуют успешной практике. А это означает наличие удовлетворенных пациентов, которые смогут рассказать коллегам, знакомым о Вас, что привлечет в клинику новых пациентов!



Эндодонтия

- Деконтаминация каналов
- Покрытие пульпы

Процедуры для работы с мягкими тканями

←→

Пожалуйста, нажмите нужную кнопку



Пародонтология

- Деконтаминация карманов
- Удаление грануляций



Хирургия 1 уровень

- Деконтаминация имплантантов
- Периимплантиты
- Отбеливание



Хирургия 2 уровень

- Кюретаж
- Гингивэктомия



Хирургия 3 уровень

- Открытие абсцесса
- Гемостаз
- Френэктомия

Комплект поставки: Все, что необходимо!

Комплект включает сам аппарат и:

- 3 шт. очки безопасности
- 1 терапевтический наконечник
- 7 насадок
 - Pico Surgery/ 200: световод 200 мкм
 - Pico Surgery/ 300: световод 300 мкм
 - Pico Surgery/ 400: световод 400 мкм
 - Pico Surgery/6200: световод 600 мкм
 - Pico Endo/ 200: световод 200 мкм
 - Pico Para/ 300: световод 300 мкм
 - Pico Para/ 400: световод 400 мкм

Технические характеристики:

Класс по безопасности 4

- Длина волны: 810 нм +/- 10 нм
- Максимальная вых. мощность при PW: 5 Вт
- Максимальная вых. мощность при CW: 1 Вт
- Частота импульсов: 12000 - 20000 Гц
- Длительность импульсов: 26 мкс – CW
- Габариты: Высота 11,5 см; Ширина 9 см; Толщина 2,8 см
- Вес: 590 гр

Мобильность и компактность: Это claros pico

Стоматологический лазер **claros pico**: «Сделано в Германии». Именно это говорит о качестве, универсальности и мобильности.





Большинство врачей одобряют выбор: **Лазерной стоматологии!**

В прошлом многие стоматологии относились скептически к использованию лазеров в стоматологии. Сегодня все по-другому! Все больше и больше стоматологов считают, что для пациентов предпочтительнее именно лазерная стоматология, в отличие от традиционных форм лечения. И причины этому очевидны! Лазерная стоматология наиболее эффективна и наименее безболезненна. Огромный плюс – отсутствие кровотечений.

Компания elexxion AG, ведущий немецкий производитель стоматологических лазерных аппаратов, разработала мобильный диодный лазер **claros pico**. Теперь с этим аппаратом лазерная стоматология стала еще доступнее!

Уникальный **claros pico**: Этого достаточно, чтобы построить успешное будущее

Огромное преимущество: **Мобильность**

claros pico с Вами везде, где бы вы не были.

Практичность:
Предустановленные программы

Простым нажатием кнопки, Вы сразу активируете доступ к требуемым манипуляциям. Аппарат идеален для тех, кто ценит свое время и простоту использования.

Отбеливание:
Именно этого ждут пациенты

Отбеливание – это процедура, к которой все чаще и чаще обращаются пациенты. С **claros pico** вы можете предложить процедуру пациентам! Это станет дополнительным источником дохода и у Вас всегда будут довольные улыбающиеся пациенты.



Преимущество: **Более 25 процедур для мягких тканей**

claros pico возможно использовать в таких областях как эндодонтия, пародонтология, хирургия, терапевтические процедуры и отбеливание. Более 25 показаний к применению запрограммированы.

Квалификация «лазерного» специалиста: **Намного быстрее, чем можно представить**

Вы можете приобрести навыки работы с оборудованием намного быстрее, чем Вы могли бы представить!

В стоимость аппарата **claros pico** включены курсы с выдачей сертификата государственного образца, которые позволяют стоматологам стать опытными пользователями лазерного оборудования. Обучение включает теоретический и практический курсы на базе инновационной стоматологической клиники. Теоретическая часть включает курс физики лазерного излучения, взаимодействия с мягкими тканями и политики ценообразования. Практический курс включает приобретение навыков работы на аппарате под наблюдением опытных специалистов.

Наконечник: **Изобретательно простой**

Уникальный дизайн наконечника полностью отражает существующую функциональность. Для начала работы нужно лишь установить нужную насадку. Все насадки автоклавируемы.