



**FAZZINI**

*Your Health is Our Aim*

# МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРООТСАСЫВАТЕЛИ

ХИРУРГИЯ • РЕАНИМАЦИЯ  
ГИНЕКОЛОГИЯ • АКУШЕРСТВО  
ПЕДИАТРИЯ • ЭНДОСКОПИЯ • ЛОР  
СКОРАЯ ПОМОЩЬ • КОСМЕТОЛОГИЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • НАКОНЕЧНИКИ



**Отсосы для оказания неотложной помощи ..... 2**



**Отсосы для амбулаторной помощи, малой хирургии, оториноларингологии..... 3**



**Опции для медицинских отсосов ..... 4**



**Отсосы для эндоскопии..... 5**



**Отсосы для хирургии, реанимации, гинекологии, косметологии ..... 6**



**Комплекты принадлежностей для медицинских отсосов ..... 7**

# FAZZINI

Медицинские отсосы **Fazzini** (Италия) предназначены для удаления жидкости из полостей организма человека, раневого экссудата, сгустков крови, транссудата.

Компания **Fazzini** производит широкий спектр медицинских отсосов — от приборов, использующихся для ухода за больными в палатах или домашних условиях, до мощных аспирационных систем для хирургии, эндоскопических операций, кюретажа, родовспоможения и липосакции.

Спектр приборов уникален тем, что позволяет удовлетворить потребности в данном виде оборудования практически во всех областях медицины от хирургии, акушерства, гинекологии и урологии до педиатрии, косметологии, эндоскопии и оториноларингологии.

Отсосы **Fazzini** оснащены антибактериальными фильтрами и устройствами защиты от перенаполнения.

В каталоге представлены следующие группы моделей электроотсосов:

- Отсосы для оказания неотложной помощи с механическим (ножной и ручной привод) и комбинированным (механический, работа от встроенной батареи, работа от сети 220 В) приводом — модели F-170, F-170B, F-31.
- Отсосы для амбулаторной помощи, малой хирургии, оториноларингологии (питание от сети 220 В) — модели F-18, F-20, F-36.
- Отсосы для эндоскопии (питание от сети 220 В) — модели F-30, F-40.
- Отсосы для хирургии, реанимации, гинекологии, проведения мини-абортов и абортотомии (питание от сети 220 В) — модель F-60, F-90.
- Отсос для липосакции (питание от сети 220 В) — модель F-100.

Все представленные модели медицинских электроотсосов-сасывателей Fazzini зарегистрированы в Российской Федерации и внесены в Государственный Реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники



В зависимости от потребности клиента отсосы **Fazzini** комплектуются емкостями для сбора отсасываемой жидкости, объемом от 1 до 4-х литров.

В каталоге представлены наборы инструментов, адаптированных к отсосам **Fazzini** для работы избирательно в различных областях медицины.

**Надежность, многофункциональность, малый уровень шума, отсутствие вибрации корпуса во время работы** — свойства электроотсосов **Fazzini**, которые обеспечили заслуженный авторитет и спрос на рынке медицинской продукции России.

# F-170/170B

Медицинский портативный отсос



Медицинский отсос **Fazzini F-170 / F-170B** используется в условиях скорой помощи у амбулаторных больных для купирования неотложных состояний. Два варианта комплектации: F-170 с механической педалью и F-170B с механической педалью со встроенным электромотором, работающим от аккумуляторных батарей и зарядным устройством.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума (модель F-170B).

	F-170	F-170B
Максимальный вакуум	0,45 бар	0,5 бар
Мощность	—	12 л/мин.
Время работы от батареи	—	30 мин.
Габаритные размеры	260 × 180 × 240 мм	
Вес	1,6 кг	2 кг

# F-31

Медицинский отсос с комбинированным питанием



Медицинский отсос **Fazzini F-31** работает от сети или от аккумуляторной батареи, оснащен индикатором контроля разряда батареи и предназначен для использования как в автомобилях Скорой Помощи, так и в стационарных условиях в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии и педиатрии.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- провод для питания от бортовой сети автомобиля;
- ручная регулировка вакуума;
- опция: педаль-выключатель, мобильный стенд с корзиной для принадлежностей и антистатическими колесами диаметром 60 мм, два из которых имеют тормоз.

Мощность	33 л/мин.
Максимальный вакуум	0,75 бар
Питание	220 В, 50 Гц / 12 В
Потребляемая мощность	80 Вт
Габаритные размеры	450 × 150 × 280 мм
Вес	4 кг

# F-18N

Медицинский портативный отсос



Медицинский портативный отсос **Fazzini F-18N** используется в малой амбулаторной хирургии и домашних условиях.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума.

Мощность	26 л/мин.
Максимальный вакуум	0,75 бар
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	85 Вт
Габаритные размеры	300 × 190 × 160 мм
Вес	2,5 кг

# F-20

Медицинский отсос



Медицинский отсос **Fazzini F-20** используется в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума.

Мощность	23 л/мин.
Максимальный вакуум	0,75 бар
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	85 Вт
Габаритные размеры	350 × 210 × 250 мм
Вес	2,6 кг

## F-36N

Медицинский отсос



Медицинский отсос **Fazzini F-36N** используется в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума.

Мощность	38 л/мин.
Максимальный вакуум	0,8 бар
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	85 Вт
Габаритные размеры	300 × 190 × 160 мм
Вес	2,5 кг

## СТЕНД

Мобильный стенд с корзиной для принадлежностей для медицинских отсосов Fazzini F-30 и F-31.

- 4 антистатических колеса, два из которых оснащены тормозом.



## ЕМКОСТИ

Стерилизуемые емкости для секрета из полисульфона объемом 1, 2 и 4 л.

- Легко автоклавируемые (121 °C) емкости для секрета изготовлены из полисульфона (PSU), обладающего высокой термической и химической стойкостью.



## ПЕДАЛЬ

Педаль-выключатель для медицинских отсосов Fazzini

- Длина кабеля 1,8 м.



## ФИЛЬТР

Антибактериальный фильтр



# F-30

Медицинский отсос



Медицинский отсос **Fazzini F-30** используется в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума.
- опция: педаль-выключатель, мобильный стенд с корзиной для принадлежностей и антистатическими колесами диаметром 60 мм, два из которых имеют тормоз.

Мощность	46 л/мин.
Максимальный вакуум	0,8 бар
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габаритные размеры	450 × 150 × 280 мм
Вес	4,2 кг

# F-40

Медицинский отсос



Медицинский отсос **Fazzini F-40** используется в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии.

- Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума.

Мощность	32 л/мин.
Максимальный вакуум	0,75 бар
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	85 Вт
Габаритные размеры	350 × 210 × 250 мм
Вес	2,6 кг



# F-60/90/100

Медицинские высокомошные и сверхмошные отсосы



Медицинские высокомошные отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100 используются хирургии, акушерстве, гинекологии и косметологии (липосакция).

Практичные и удобные аппараты замечательно вписываются в структуру операционных залов и реанимационных палат. Отсосы обладают высокой производительностью и широким рабочим диапазоном. Важнейшими для медицинских отсосов свойствами являются их мощность, бесшумность, защита от перенаполнения, антибактериальный фильтр и легкость обработки.

Отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100 легко перемещаются с помощью встроенных антистатических колес, два из которых имеют тормоз.

- Две съемные, легко автоклавируемые емкости для секрета, объемом по 4 литра;
- встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
- антибактериальный фильтр;
- ручная регулировка вакуума;
- педаль-выключатель.

Отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100 обладают широким рабочим диапазоном, а благодаря гармоничному соотношению цены и качества, эффективны и экономически выгодны для медицинских учреждений любого профиля.

	F-60	F-90	F-100
<b>Мощность</b>	70 л/мин.	90 л/мин.	90 л/мин.
<b>Максимальный вакуум</b>	0,75 бар	0,8 бар	0,9 бар
<b>Питание</b>	220 В, 50 Гц		
<b>Потребляемая мощность</b>	160 Вт	240 Вт	240 Вт
<b>Габаритные размеры</b>	420 × 460 × 480 мм		
<b>Вес</b>	12 кг	14 кг	18 кг



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для медицинских отсосов Fazzini

Медицинские отсосы Fazzini комплектуются различными модификациями наборов аспирационных металлических канюль, чашек, тракционных ручек в зависимости от пожеланий и потребностей медицинского учреждения.



- 1 наконечник прямой для производства абортов и мини-абортов.  
№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12



- 2 ручка-держатель



- 3 наконечник хирургический изогнутый  
№№ 2, 3, 4, 5



- 4 наконечник хирургический прямой  
№№ 2, 3, 4, 5



- 5 наконечник кардиохирургический № 4



- 6 наконечник для липосакции с тремя окнами, расположенными в ряд  
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10



- 7 наконечник для липосакции с тремя окнами, расположенными в разных плоскостях  
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Электроотсосы Fazzini имеют заслуженный авторитет  
и спрос на рынке медицинской продукции России

**FAZZINI**

Отсосы для оказания  
неотложной помощи



Отсосы для амбулаторной  
помощи, малой хирургии,  
оториноларингологии



Отсосы  
для эндоскопии



Отсосы для хирургии,  
реанимации, гинекологии,  
косметологии

