


Типоразмеры прикусного блока по возрасту



Обозначение Типоразмера	Возраст	Длина L	Ширина X	Высота по дальнему торцу h	Высота по переднему торцу H
S	детский	21	14	19.1	23
M	средний	27	17	21.3	27,8
L	взрослый	30	20	24	31,7

Обозначение Типоразмера	Радиус наклона	Расстояние от центра блока	Ширина	Внешний радиус лепестка	Плоскость эскиза
S	25; 24,25; 19; 20	28	32	20	17
M	-	32	36	25	20
L	-	38	40	38	23

Расширенная линейка

Обозначение Типоразмера	Возраст	Длина	Ширина	Высота по дальнему торцу	
1	3-5	20	13	17	
2	6-11	22	14	18.5	

XS	12-16	25	15	20	
S	16-20	28	18	22	
M	взрослый	30	20	24	
L	Взрослый большой				