

R1 VORTEX **НОВИНКА!**

Беспроводной эндодонтический мотор для механической обработки корневых каналов



>> подробнее в вебинаре



Постоянное движение / Торк
650 об.мин / 0,5 - 4 Ncm



Adaptiv Torque Control:
технология адаптивного контроля момента



Четыре режима реципрокного движения:

○150°,○30°; ○210°,○30°;
○180°,○30°; ○250°,○30°



9 программ для ручных настроек



Миниатюрная съемная голова
для лучшей видимости и затрудненного доступа, со сниженным уровнем шума, представляющая собой цельный элемент, с возможностью вращения на 360°



Двигатель нового поколения
заметное снижение уровня шума -
комфорт Ваших пациентов



Продуманный дизайн
тонкий, компактный и очень легкий
для максимального комфорта и мобильности



Мощный аккумулятор
20 часов непрерывной работы

