

ИНСТРУКЦИЯ

Люксаторы

Способность инструмента к нанесению меньшей травмы при удалении зуба становится все более актуальной в современной стоматологии. Прежде всего, сохраняется кость для последующей имплантации, снижается болезненность самой процедуры и кровотечение.

Люксатор – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, при правильном применении люксаторов не надо прилагать больших усилий, зуб буквально выпадает сам из лунки.

ВНИМАНИЕ!!! Люксаторы, из-за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.

