



MODEL TRIMMER

The model-trimmer is particularly strong. Its driving-shaft revolves on ball bearings, the starting is automatic and requires no auxiliary device. The model-trimmer type SD.84.96 comes with a carbide grinding wheel and a simplex solenoid valve for water inlet. The model-trimmer type SD.84.96.D with diamond wheel is suitable for dry work.

Supply	230 V / 50 Hz	Wheel	Carbide (SD.84.96.00)
Power	850 W		Diamond (SD.84.96.D.00)
Motor speed	2,800 Rpm		
Absorbed current	6.5 A		
Weight	14 Kg		
Dimensions	30x40x32h cm		
Solenoid	included		



MODELLTRIMMER

Die Modelltrimmer haben eine besonders kräftige Struktur. Die Motorwelle dreht auf Kugellagern. Das Ingangsetzen erfolgt automatisch, ohne eine Hilfsvorrichtung. Der Modelltrimmer Typ SD.84.96 ist mit Korundschleifscheibe und Einzelrichtungsventil für Wasser versehen. Der Modelltrimmer Typ SD.84.96.D mit Diamantscheibe ist für Trockenarbeit geeignet.

Spannung	230V / 50 Hz	Scheibe	Korund (SD.84.96.00)
Leistung	850 W		Diamant (SD.84.96.D.00)
Motorumdrehungen	2.800 U/m		
Strombedarf	6,5 A		
Gewicht	14 Kg		
Abmessungen	30x40x32h cm		
Einzelrichtungsventil	Inbegriffen		



SQUADRAMODELLI

La squadramodelli di costruzione particolarmente robusta, ha l'albero motore che gira su cuscinetti a sfere, l'avviamento è automatico senza l'ausilio di alcun dispositivo. La squadramodelli tipo SD.84.96 è dotata di disco abrasivo in corborundum ed elettrovalvola unidirezionale entrata acqua. La squadramodelli tipo SD.84.96.D con disco diamantato è adatta per lavorazioni a secco.

Alimentazione	230 V / 50 Hz	Disco	Carborundum (SD.84.96.00)
Potenza	850 W		Diamantato (SD.84.96.D.00)
Velocità motore	2.800 G/min		
Corrente assorbita	6,5 A		
Peso	14 Kg		
Dimensioni	30x40x32h cm		
Elettrovalvola	inclusa		



TAILLE PLÂTRE

Le taille - plâtre, de construction particulièrement solide, a l'arbre moteur qui tourne sur roulements à billes, la mise en marche est automatique sans l'aide d'aucun dispositif. La taille - plâtre type SD.84.96 est doué d'une meule abrasive et de soupape électrique unidirectionnelle entrée eau. La taille - plâtre type SD.84.96.D avec meule en diamante est adapté pour travail à sec.

Alimentation	230V / 50 Hz	Meule	Carborundum (SD.84.96.00)
Puissance	850 W		Diamant (SD.84.96.D.00)
Vitesse moteur	2.800 T/m		
Courant absorbé	6,5 A		
Poids	14 Kg		
Dimensions	30x40x32h cm		
Soupape	inclus		



RECORTADORA DE MODELOS

La recortadora de modelos, construidas con gran robustez, tiene el eje del motor que gira sobre cojinetes de bolas y el funcionamiento es automático sin necesidad de ningún dispositivo. La recortadora de modelos tipo SD.84.96 es equipada con disco abrasivo de corborundum y electroválvula de entrada de agua unidireccional. La recortadora de modelos tipo SD.84.96.D disponen de un disco diamantado es un han sido diseñados para el trabajo en seco.

Alimentación	230V / 50 Hz	Disco	Carborundum (SD.84.96.00)
Potencia	850 W		Diamantado (SD.84.96.D.00)
Velocidad motor	2.800 Rpm		
Absorción	6,5 A		
Peso	14 Kg		
Medidas	30x40x32h cm		
Valvulas solenoides	incluida		