



since 1991

**РЕМО**

[www.remo-zavod.ru](http://www.remo-zavod.ru)



**ЭНЕРГИЯ  
СОЛНЦА**

**ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ**

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ.

<https://stomshop.pro>



## ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ

Мультиволновой облучатель «Энергия Солнца» представляет собой прибор с двумя типами излучения (ультрафиолетовым и инфракрасным), по своим характеристикам приближенного к естественному солнечному воздействию.

- Обладает бактерицидными (обеззараживающими), согревающими и косметологическими свойствами
- Способствует восполнению недостатка витамина Д
- Повышает иммунитет к вирусным заболеваниям

УФ излучение применяется при обеззараживании воздуха и поверхностей, уничтожает большинство вирусов, бактерий, микробов, видов грибков и плесени в помещении.

Предназначен для домашнего использования.



Не является медицинским прибором. Имеются противопоказания.

<https://stomshop.pro>



## ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ

«Энергия солнца» создает воздействие, приближенное к солнечному, благодаря одновременной работе двух ламп - ультрафиолетового и инфракрасного спектров, в результате чего происходит\*:

- выработка в организме витамина D
- синхронизация биологических ритмов организма
- регулирование режимов сна и бодрствования
- повышение местного иммунитета
- стимулирование обмена веществ
- активизация обезболивающих и противовоспалительных процессов
- борьба с большинством бактерий, грибов и вирусов
- приобретение кожей загара
- улучшение усвояемости витамина С
- оптимизация синтеза витамина А
- выведение токсинов
- восстановление водно-солевого баланса
- улучшение работы мозга

\*Согласно открытым научным исследованиям.



Не является медицинским прибором. Имеются противопоказания.

<https://stomshop.pro>





# ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ



**Данный прибор  
может пригодиться тем, кто:**

- Испытывает недостаток солнечного света в рабочем или жилом помещении
- Быстро утомляется
- Подвержен частым простудным заболеваниям
- Проживет на Крайнем Севере и в близлежащих районах



Не является медицинским прибором. Имеются противопоказания.

<https://stomshop.pro>





# ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией! Эксплуатация прибора подразумевает использование средств индивидуальной защиты глаз в виде очков с УФ-фильтром (в комплекте).

Прибор оснащен современным цифровым таймером. Доступный интервал установки времени — от 1 до 30 минут. Помогает контролировать дозировку ИК- и УФ-излучения, что позволяет избежать негативного воздействия на организм.

Продолжительность сеансов рекомендуется устанавливать согласно прилагаемой таблице.

## Таблица рекомендуемой периодичности и длительности сеансов.

Дни	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Кол-во минут	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16



Не является медицинским прибором. Имеются противопоказания.

<https://stomshop.pro>





# ОБЛУЧАТЕЛЬ МУЛЬТИВОЛНОВОЙ

Компактный, удобный для хранения благодаря складному механизму облучатель с ярким солнечным дизайном, который будет радовать Вас в любое время года.

Материал корпуса из жесткого пластика, защитит лампу от механических повреждений. Защитные очки входят в комплект.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети, В ..... 200..240
2. Частота, Гц ..... 50
3. Потребляемая мощность, Вт, не более ..... 480
4. Мощность лампы с ультрафиолетовым излучением, Вт ..... 125
5. Начальная осевая сила света, кд ..... 400
6. Площадь поверхности облучения на расстоянии 50 см от источника, см..600
7. Допустимое время работы излучателей, мин не более .....30
8. Габариты, мм, не более ..... 235x210x160
9. Масса, кг., не более ..... 2,0



Не является медицинским прибором. Имеются противопоказания.

<https://stomshop.pro>





**ЭНЕРГИЯ  
СОЛНЦА**




## **САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД**

410052, Россия, г. Саратов, а/я 500

Наименование и юридический адрес изготовителя:

ООО «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101, литер ПЗ, оф.222

ОГРН 1036405308334

 8 (800) 775-07-94 (звонок бесплатный)

 [sun.remo-zavod.ru](http://sun.remo-zavod.ru)

 [online@remo-zavod.ru](mailto:online@remo-zavod.ru)

<https://stomshop.pro>