


DA7001

1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМПРЕССОРА




1. Входной фильтр	6. Манометр регулятора	11. Ограничитель перегрузки
2. Переключатель давления	7. Выпускной воздуховод сжатого воздуха	12. Обратный клапан
3. Манометр	8. Регулятор давления	13. Предохранительный клапан
4. Воздушный резервуар	9. Мотор	
5. Клапан слива	10. Трубопроводы	

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (кВт)	0.75	Объем воздушного резервуара (л)	30	
Номинальное рабочее давление (МПа)	0.7	Производительность при 0,5 МПа (л/мин)	152	
Скорость (об/мин)	110 В / 60 Гц	1680	Воздушный поток при 0,7 МПа (л/мин)	50
	Другое	1400	Вес нетто (кг)	29,5
Давление при запуске/отключении (МПа)	0.5/0.8	Размеры (мм)	410×410×650	

3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



4. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

