



SIGER

*Стоматологическая
установка*

S30



БЛОК ВРАЧА НА ПАНТОГРАФИЧЕСКОМ ПЛЕЧЕ СВОБОДА ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



**Верхняя подача
инструментов**

БЛОК ВРАЧА ОСНАЩЕН:

- системой антивсасывания для турбинных шлангов
- системой автоматической инициализации выбора инструмента и блокировкой неиспользуемых инструментов
- негатоскопом
- сенсорной панелью управления
- пневматическим фиксатором в рабочем положении
- подносом для инструментов (в комплектации с верхней подачей)



**Нижняя подача
инструментов**



Подкатной модуль Cart

НА БЛОКЕ ВРАЧА РАЗМЕЩЕНО ПЯТЬ ИНСТРУМЕНТОВ:

- пистолет вода/воздух
- модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой
- модуль для 4-х канального инструмента
- пьезоэлектрический скалер
- модуль для подключения мотора



ГИДРОБЛОК

Гидроблок стационарно монтируется к полу отдельно от кресла пациента, что значительно увеличивает срок работы кресла, так как на электромеханический подъемник кресла нет дополнительной нагрузки. Гидроблок оснащен пневматической автоматикой фирмы ASCO.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Система внутренней дезинфекции и гигиенической безопасности предотвращает заражение пациентов перекрестными инфекциями.



БЛОК АССИСТЕНТА

Рассчитан на 4 инструмента. Информативная сенсорная панель позволяет управлять креслом, светильником и подачей воды в стакан и плевательницу.



ПОДГОЛОВНИК

Артикуляционный подголовник позволяет менять угол наклона в горизонтальной плоскости. Рассчитан на взрослый и детский прием.



КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

Плавность движений кресла обеспечивается электроприводом LINAK (Дания). Анатомическая форма и синхронная артикуляция сиденья и спинки обеспечивает комфорт для пациента.

ОБИВКА

Бесшовная обивка кресла пациента выполнена из мягкой итальянской кожи.





СВЕТИЛЬНИК

Отражатель, защита от перегрева, вентилятор и съемные автоклавируемые ручки - все это делает галогеновый светильник Faro EDI (Италия) особенно удобным в работе. Яркий бестеневой свет с возможностью плавной регулировки яркости дает мощное направление освещения.

СКАЛЕР

Встраиваемый скалер выполнен из медицинского пластика. Скалер предназначен для очищения зубодесневых карманов и зубов от отложений камня и налета. Применения в пародонтологии и эндодонтии, отличается эргономичной формой и легким весом.



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В беспроводной многофункциональной педали скорость работы наконечников регулируется нажатием на широкую платформу. Большие функциональные клавиши отвечают за движение кресла и работу плевательницы.

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА

Керамическая поворотная плевательница легко снимается для стерилизации в автоклаве, что соответствует строгим европейским нормам в части гигиенической безопасности



ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА

Универсальный металлический держатель монитора входит в базовую комплектацию.

ПАНТОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛЕЧИ

Все пантографические плечи установки сделаны из металла и покрыты эпоксидной порошковой краской, что гарантирует долговечность работы.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Технические характеристики и оборудование

Блок врача

Негатоскоп	●
4-х канальный шланг стандарта Midwest (2 шт.)	●
Блок и шланг с фиброоптикой стандарта Midwest (1 шт.)	●
Пистолет вода/воздух	●
Модуль для подключения пневматического микромотора	●
Пневматический микромотор	○
Встроенный пьезоэлектрический скалер	●
Электромотор Ven Air	○
Система антисасывания для турбинных наконечников	●
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного	●
Манометр рабочего давления	●
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с верхней подачей	●
Силиконовая автоклавируемая накладка под инструменты (на блоке с верхней подачей инструментов)	●
Пневматический кнопочный фиксатор блока врача в рабочем положении	●
Сенсорная панель управления	●

Блок ассистента

Пистолет вода/воздух	●
Встроенная система для подключения вакуумной помпы	●
Сенсорная панель управления	●

Кресло

Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений	●
Подготовка под систему аспирации вакуумного типа	●
Система аварийной остановки движения кресла при столкновении с препятствием	●
Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием)	●
Комплектация моторами Linak (Дания)	●
Комплект подлокотников (левый и правый)	●
Синхронное движение спинки кресла и сиденья	●
Высококачественная итальянская обивка	●

Гидроблок

Стационарный напольного крепления	●
Система аспирации эжекторного типа	○
Система аспирации вакуумного типа	●
Гидравлическая и пневматическая автоматика ASCO (США)	●
Система автоматического наполнения водой стакана и омыва плевательницы	●
Бойлер для подогрева воды	●
Автономная подача воды на инструменты	●
Система дезинфекции инструментов и шлангов	●
Многофункциональная педаль управления	●
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла	●

Светильник

Бестеневой, галогенный, ≥ 25 000 люкс	○
Бестеневой, светодиодный, 9 000 - 33 000 люкс	●
Faro EDI (Италия), бестеневой, галогенный, 25 000 - 35 000 люкс	○

Прочее

Держатель монитора	●
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)	○
Стул врача и стул ассистента	●
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента	●
Коммуникационный бокс	○

● Входит в комплектацию / ○ Дополнительная опция