

Smile Lite

Профессиональный
прибор для определе-
ния цвета

... потому, что каждый зуб абсолютно уникален!



Smile Line ☺

made in Switzerland

<https://stomshop.pro>

Smile Lite

определение цвета становится проще и надежнее...
Как Вы это себе представляете!

Изготовление эстетического протеза без соответствующего устройства для определения цвета таит в себе определенные риски, поскольку на формирование точного цвета влияют разнообразные искажающие факторы. К этим факторам относится не только окружающий свет (интенсивность, качество) и окружение рабочего поля, но и в значительно большей степени человеческий фактор, как стресс и усталость.

Smile Lite – инновационный инструмент, который обеспечит вам **НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТУ** и эффективность – ведь он способствует резкому сокращению потенциальных рисков при



- Оснащенный калиброванным светодиодом 5500°K (дневной свет), Smile Lite обеспечивает стабильный и воспроизводимый свет, независимо от времени дня и внешних световых условий (солнечно или облачно).

- Простая форма Smile Lite позволяет точно и без усилий определять цветовой тон, насыщенность и яркость цвета естественных зубов – намного отчетливее просматривается и внутренняя структура зубов.

- Прямоугольное окошко, через которое пользователь рассматривает зубы, ограничивает «рабочую зону» и, таким образом, устраняет внешние помехи (другие источники света, мешающие цвета).

- Как для врачей-стоматологов (определение цвета), так и для зубных техников (контроль реставрации) Smile Lite является эффективным рабочим прибором, который позволяет использовать в повседневной работе стабильное качество света, это координата для оптимальной коммуникации между кабинетом врача и лабораторией.

Smile Lite очень приятен и прост в применении, всего одна кнопка включение/выключение. За счет малого веса Smile Lite удобен, компактен и эргономичен. Это делает определение цвета на расстоянии 10-15 см от зубов очень комфортным.

Smile Lite оснащен очень высококачественными и мощными светодиодами SMD, со сроком службы от 30.000 до 50.000 часов. В приборе установлена батарея на основе ионов лития, которую можно подзарядить, подзарядка осуществляется с помощью поставляемого кабеля мини-USB, который по желанию подключается или к компьютеру или к розетке.



Уникально и инновационно – Фильтр Live Polarisation

С учетом инициатив Л.Ванини (1996), С.Папазоглу (2006), совместно с нашим партнером Styleitaliano (группа активных исследователей и медиков - www.styleitaliano.org) и члена Общества «Дизайн полости рта» Георга Иоанну (Афины, Греция) мы смогли завершить разработку специального поляризационного фильтра, который практически до нуля снижает световые помехи и может быть просто адаптирован на Smile Lite. Этот «магический» фильтр устраняет световую рефлексию (зеркальную и рассеянную) и позволяет пользователю рассматривать зубы по-новому: легче распознавать цвет, лучше понимать глубину и прозрачность и выявлять мельчайшие детали и характеристики.

Фильтр Live-Polarisation поставляется в оригинальной упаковке Smile Lite. Этот фильтр оснащен магнитами, обеспечивается легкая установка и снятие.



Рассматривайте зубы – такими живыми,
какими вы их еще не видели



Без фильтра

С фильтром

Сделано в Швейцарии

Smile Lite со всеми техническими аспектами и неподражаемым дизайном разработан и произведен фирмой Smile Line, Швейцария. Сборка электронных компонентов осуществляется в Швейцарии, окончательный монтаж и контроль производятся на фирме Smile Line, Швейцария.



Технические характеристики

Габариты:	длина 180 мм
Смотровое окошко:	48x28mm
Вес:	105 gr
Светодиоды:	longlife = долговечные (30 - 50'000 часов)
Температура света:	5500°K – естественный дневной свет
Батарейка:	подзаряжаемая, 3.6 V на основе ионов лития
Зарядное устройство:	Адаптер Wall USB-A – mini-USB (включен в комплект)
Гарантия:	1 год

Dealer



Smile Line SA