




Стоматологические 3D-принтеры серии Pro

Зуботехническая лаборатория в вашем кабинете



Скорость

Оперативно реагируйте на переменчивые потребности пациентов благодаря гибкому производственному процессу.

Точность

Печать без тени сомнения: уникальная точность, подтвержденная университетскими исследованиями.

Простота

Уделяйте больше времени пациентам благодаря простому в использовании программному и аппаратному обеспечению.

<https://stomshop.pro>



3D-принтер SprintRay Pro

Эталон стоматологического оборудования для изготовления конструкций любой сложности



Интенсивность и точность

Специальный проектор, установленный в принтерах SprintRay Pro, равномерно распределяет свет высокой интенсивности по всей рабочей поверхности для достижения идеально точной печати.

Уникальный светодиодный проектор 405 нм



Pixel Toning



Ludicrous Speed

Инновационные технологии

Принтеры SprintRay Pro оснащены усовершенствованной электроникой, что позволяет обновлять программное обеспечение по каналу беспроводной связи, тем самым улучшая качество печати.

Бесплатные обновления ПО.



Производительность на промышленном уровне

Высокая производительность поможет в работе над крупными проектами. Принтеры SprintRay Pro имеют большую рабочую поверхность и высокую скорость печати и могут удовлетворить потребности даже самых требовательных клиник.

Скорость печати до 7,5 см в час



Доступные и сертифицированные материалы

Все принтеры по умолчанию совместимы со смолами ведущих мировых производителей, а теперь и с HarzLabs. SprintRay, HarzLabs, Dreve, Bego, Dentca, KeyStone и др.

<https://stomshop.pro>


Pro 95

Рабочая лошадка зуботехнической лаборатории

Точность и высокая производительность
для всех видов печати.




SprintRay Pro 95 - идеальный 3D-принтер для стоматологических клиник, которые не дают пустых обещаний. Благодаря непревзойденной производительности, высокой точности и гибкости Pro95 - верный выбор для большинства стоматологических клиник. Невероятная точность, воспроизводимость и удобство в использовании однозначно впечатлят вас и ваших пациентов.



Хирургические
шаблоны




Модели для
производства
элайнеров



Полные съемные
протезы



Диагностические
и примерочные
модели



Капы для
непрямой
фиксации



Окклюзионные
каппы


Pro 55

Предельная точность

Благодаря своей невероятной точности данный принтер идеален для сложных реставрационных работ.



Размер пикселя XY 55 микрон и функция Pixel Toning (пиксельное тонирование) обеспечивают принтеру Pro 55 лучшую точность в отрасли, поэтому он идеален для работ, требующих самого тщательного подхода, включая изготовление временных и постоянных коронок, гибридных протезов и многих других изделий. Pro 55 – лучший выбор для клиник или лабораторий, специализирующихся на реставрации. Он позволяет снизить стоимость лечения и время изготовления, тем самым повышая качество рабочего процесса.




Временные
и постоянные
коронки



Гибридные
протезы



Хирургические шаблоны



Выгораемые
конструкции


Рабочий процесс без сбоев

Простое, удобное, современное решение.

Продукты SprintRay совместимы друг с другом, что создает безграничные возможности в единой Экосистеме для получения непревзойденных клинических результатов. От моделирования до печати и постобработки – продукты SprintRay помогут значительно повысить эффективность работы вашей клиники.

Интуитивно понятное программное обеспечение

Dashboard 2.0 и RayWare упрощают процесс печати и моделирования. Они просты в использовании и полностью интегрированы с принтерами SprintRay.



Высокопроизводительная 3D-печать

Принтеры SprintRay Pro позволяют быстро печатать все виды зубных конструкций, необходимых для проведения лечения. Современное программное и аппаратное обеспечение делает 3D-печать максимально простой.

Идеальная постобработка

Pro Wash/Dry и Pro Cure – пожалуй, лучшие решения в постобработке. Получайте максимум со SprintRay.



Лучшие материалы в отрасли

Мы не навязываем вам смолы собственного производства, хотя и считаем их безупречными. Все принтеры по умолчанию совместимы со смолами ведущих мировых производителей. Мы горды тем, что заключили соглашение с российским производителем смол HarzLabs, теперь вы сможете использовать всю линейку их смол, многие из которых имеют PУ. SprintRay, HarzLabs, Dreve, Bego, Dentca, KeyStone...