



СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА модель СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

Этикетка
АВЕ 437.000.001 ЭТ

Стол зубного техника модель СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ (далее – СЗТ) предназначен для оснащения индивидуального рабочего места зубного техника и может использоваться в зуботехнических и литейных лабораториях стоматологических учреждений.
ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.


Состав:

- СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ – 2 шт
- ПОЛКА 1.1 БРИДЖ – 1 шт
- ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ – 1 шт

Основные технические характеристики

- габариты без подлокотников..... 1805x650x1145 мм
- масса, не более 110 кг
- верх столешницы от пола 850 мм
- максимальная нагрузка на столешницу 120кг
на полку 10 кг

Комплектность согласно УПАКОВОЧНОМУ ЛИСТУ,
см. Приложение.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ







Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации







Исправления не допускаются







модель СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____







Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ на стол СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ

№*	наименование	шт.	вид, размещение
Место 1 к СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ			К
Док.	АВЕ 437.000.001 ЭТ	1 шт	Этикетка СЗТ 4.2. МАСТЕР ДУЭТ
	АВЕ 437.000.000 ЭТ	1 шт	Этикетка СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ с указанием порядка сборки
	Комплект РИМ	1 к-т	Рекламно-информационный материал
1	Левая/правая боковая стойка с установленным крепежом винт с п/ш М 5x10 – 8 шт	1/1	
		1	
13	Стакан	2/2	
14,15	Переключатель нижняя, верхняя		
12	Планка	1	
5	СО 2.0 сопло обдувочное	1	
4	Электроблок с крепежом	1	
11	Уголок-подставка	1	
* - номер позиции на рис.1-3 АВЕ 437.000.000 ЭТ			

Место 2 к СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ			К
1	Левая/правая боковая стойка с установленным крепежом винт с п/ш М 5x10 – 8 шт	1/1	
		1	
13	Стакан	2/2	
14,15	Переключатель нижняя, верхняя		
12	Планка	1	
5	СО 2.0 сопло обдувочное	1	
4	Электроблок с крепежом	1	
11	Уголок-подставка	1	

Место 3 к СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ			К
2	Столешница	1	
3	Стенка задняя с установленным крепежом для (9) винт М 5х10 – 8 шт	1	
	Коврик износостойкий	1	
8	Лоток наклонный ЛОТОК 1.0 МАСТЕР	1	
6	Комплект подлокотников УПОР 2.0 ЭЛАСТИК (подлокотник – 2 шт финагель – 1 шт)	1 к-т	
	Саморез 4,5х30	14	
	Винт с п/ш М 4х12	2	
	Гайка М4	2	
	Шайба 4	2	

Место 4 к СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ			К
2	Столешница	1	
3	Стенка задняя с установленным крепежом для (9) винт М 5х10 – 8 шт	1	
	Коврик износостойкий	1	
8	Лоток наклонный ЛОТОК 1.0 МАСТЕР	1	
6	Комплект подлокотников УПОР 2.0 ЭЛАСТИК (подлокотник – 2 шт финагель – 1 шт)	1 к-т	
	Саморез 4,5х30	14	
	Винт с п/ш М 4х12	2	
	Гайка М4	2	
	Шайба 4	2	

Место 5 к СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ			К
9	Полка верхняя	2	 

Док.	АВЕ 444.080.000 ЭТ АВЕ 444.160.000 ЭТ	1 шт 1 шт	Этикетка ПОЛКА 1.1 БРИДЖ Этикетка ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ
	ПОЛКА 1.1 БРИДЖ	1	
	ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ	1	