

## СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ПРАКТИКУ ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ



## EzRay Premium<sup>vet</sup>

### Стоматологический настенный рентген аппарат

- Легкий подвижный пантограф
- Съёмная панель управления
- Легко читаемые значки на панели
- Легкая рентгеновская трубка
- Эргономичная, удобная ручка
- Высокочастотный рентгеновский генератор для превосходной цифровых снимков



# Интраоральный рентгеновский аппарат EzRay создает более изящную атмосферу в клинике

## Надежная конструкция для простого и удобного использования

Изящная, эргономичная рентгеновская трубка, установленная на прочном и устойчивом кронштейне, легко и удобно перемещается для получения качественных внутривитовых изображений, без стресса для животных в вашей клинике.

## Диагностические изображения высокого качества

Благодаря фокальному пятну 0,4 мм дентальный рентгеновский аппарат EzRay обеспечивает изображения с высоким разрешением для более точной диагностики при получении максимальной информации об изображении.



## Характеристики

Фокальное пятно	0,4 мм
Напряжение	Опционально 60 -70 кВ
Ток	2,5 мА
Диапазон времени экспозиции	0,05-0,5 сек (с шагом 0,01 сек)
Длина плеча (опционально)	157,5 см / 172,7 см / 203 см
Вес	1,8 кг
Линейное напряжение	100 -230 В ± 10%
Аксессуары	Выносная кнопка активации, конус: круглый 20,3 см/ 40,6 см двойной настенный кронштейн
Опция	Конус: Круглый (30,5 см) / Прямоугольный (20,3 см / 30,5 см)

\* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

## Размеры и опции

### Положение 1.

Параметры длины горизонтального плеча  
45 см / 60 см / 90 см

### Приложение 2.

45 см Горизонтальное плечо - 71.4 см  
60 см Горизонтальное плечо - 86.4 см  
90 см Горизонтальное плечо - 116.3 см

### Приложение 3.

45 см Горизонтальное плечо - 158.5 см  
60 см Горизонтальное плечо - 173.5 см  
90 см Горизонтальное плечо - 203.5 см (20.3 см Конус)

