

КОМПАКТНЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ ПОДКАТНОЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ



EzRay Vet Cart

Подкатной рентген-аппарат

- Сокращает время приема
- Обеспечивает бесперебойный рабочий процесс
- Снижение рисков при проведении операций под анестезией и рисков получения травм

Эргономичный дизайн



EzRay Air с фокальным пятном 0,4 мм обеспечивает получение высококачественных диагностических изображений независимо от того, какой внутривитовой датчик вы используете.



Эргономичный дизайн для безопасности и эффективности



Мобильная рентген-система с технологией carbon nanotube позволяет получать высококачественные диагностические изображения

Характеристики

Фокальное пятно	0,4 мм
Напряжение	65 кВ
Ток	3,0 мА
Диапазон времени экспозиции	0,05-0,5 сек (с шагом 0,01 сек)
Расстояние от источника до кожи	Мин. 200 мм
X-Ray FOV	По умолчанию : 60 мм Окружность, 30x40 мм Прямоугольник Опционально : 20x30 мм Прямоугольник
Длина плеча (Макс.)	1,444 мм
Вес	Примерно 57 кг
Аксессуары	Выносная кнопка активации, конус: круглый 20,3 см/ 40,6 см двойной настенный кронштейн
Высота	1,893 мм
Ширина	660 мм
Высота подставки	1,155 мм
Длина плеча (Макс.)	718 мм, 738 (включая пантограф)

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Лёгкость для безопасного и простого использования



Легкая рентген-трубка весом 2,5 кг облегчает манипулирование и позиционирование, обеспечивая более быстрый рабочий процесс.

Идентификация угла наклона

Получение изображений определенных областей рта бывает затруднительным из-за наложения посторонних структур на интересующую область или сложности размещения датчика. Когда использовать методы параллельной съемки невозможно, то для получения корректного изображения используют наклон тубуса, соответствующий углу съемки конкретного зуба. При выборе оператором угла съемки, меняются настройки экспозиции, определяющие качество изображения. EzRay Vet Cart может оптимизировать настройку экспозиции изображения в зависимости от угла съемки трубки.



Один переключатель для всех настроек

Панель управления, расположенная на рентген-трубке, упрощает и повышает скорость настройки параметров экспозиции. EzRay Air имеет все настройки на одном экране, что упрощает обращение с аппаратом и сокращает время подготовки. Не нужно запоминать сложные кнопки и настройки панели управления.

