

# Инструкция по использованию насадок для ультразвуковой хирургии

## PSK-1(US1)

### РЕЖИМ: КОСТЬ

Высокоэффективная остеотомия больших участков кости во время челюстно -лицевой хирургии, ее также можно использовать для удаления зубов.



## PSK-2 (US 2)

### РЕЖИМ: КОСТЬ

Высокоэффективный метод остеотомии верхней и нижней челюсти (расширение гребня, кортикотомия, костная блокада).



1



2



3

## PSK-4 (US4)

### РЕЖИМ: КОСТЬ

Универсальная остеопластика: пародонтальная остэктомия, удаление костной крошки, удаление воспалительных тканей (кисты и т.д.).



1




2

### **PSK-5 (US5)**

#### **РЕЖИМ: КОСТЬ**


Высокоэффективная костная остеопластика: ремоделирование кости и сбор костной крошки.



### **PSK-1 (UC1)**

#### **РЕЖИМ: КОСТЬ**

Используется для удаления анкилоза и удаления фрагментов корня.



### **PLK3 (UL 3)**

#### **РЕЖИМ: КОСТЬ**

Инструмент с алмазным покрытием (100x100 мм) для микрометрической остеотомии или остеопластики: нетравматичный, для завершения остеотомии или остеопластики на тонкой кости и/или вблизи деликатных анатомических структур.

