

People have Priority




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


2021


Апрель 2021

<https://stomshop.pro>

Символы

 с подсветкой ring LED+

 с подсветкой LED+


 с подсветкой LED

 с оптикой

 без подсветки


 внутренний спрей


 внешний спрей


 без спрея


 термодезинфекция

 стерилизация

 одноразовое изделие

 без латекса

 проводной блок
ножного управления

 беспроводной блок
ножного управления

Содержание


Наконечники Synea Vision	5-7
Наконечники Synea Fusion	8-11
Наконечники Alegra	12-19
Наконечники RC	20-23
Аппарат Implantmed SI-1023	24-29
Хирургические прямые и угловые наконечники MiniLED+	30-31
Аппарат Elcomed	32-33
Аппарат Implantmed Classic SI-923	34-37
Хирургические прямые и угловые наконечники	38-43
Хирургические наконечники для пилкок	44-47
Аппарат Piezomed SA-320	48-59
Быстросъемные соединения Roto Quick	60-63
Воздушные моторы	64-67
Assistina Twin с быстросъемным соединением W&N	68-71
Аппарат Assistina 301 плюс	72-77
Сервисное масло F1	78-81
Паровые стерилизаторы	82-93
Аппарат Perfecta	94-99


Важная информация

- > Все цены являются рекомендованными ценами в евро
- > Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
- > Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
- > NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
- > Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
- > Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
- > Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента


Synea Vision

Символы


 с подсветкой ring LED+

 с подсветкой LED+

 с оптикой

 внутренний спрей

 термодезинфекция

 стерилизация



Новая линейка турбинных наконечников Synea Vision

Инновационная технология и широкий спектр оборудования, отвечающий самым высоким требованиям



LED+, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
TK-100 L
 REF 30021000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
TK-98 L
 REF 30019000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
TK-97L
 REF 30017000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick.
TK-94L
 REF 30016000 **1.190,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
TK-100 LM
 REF 30022000 **1.093,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
TK-98 LM
 REF 30020000 **1.093,-**




Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
TK-97 LM
 REF 30018000 **1.093,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
TK-94 LM
 REF 30031000 **1.093,-**



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод
WK-99LT
 (керамические шарикоподшипники)
 30023000 **1.359,-**



Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод
WK-93LT
 (керамические шарикоподшипники)
 30023000 **1.359,-**



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
WK-56LT
 30025000 **923,-**



Угловой наконечник 2:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
WK-66LT
 30026000 **1.011,-**




Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
WK-86 LT
 30027000 **1.103,-**



Прямой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
HK-43 LT
 30028000 **896,-**


Synea Fusion


Символы


 led+ с подсветкой ring LED+

 с оптикой

 без подсветки

 внутренний спрей

 термодезинфекция

 стерилизация



Synea Fusion -

Это высококачественные наконечники серии Synea по исключительной цене

Турбинные наконечники

Турбинные наконечники с соединением Multiflex



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TG-98L
(соединение Roto Quick)
30001000

led+
727,-

TG-98 L RM
(стандартное 6-канальное соединение)
30198000

led+
727,-

TG-98
(соединение Roto Quick)
30002000

●
603,-



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

TG-97 L
(соединение Roto Quick)
30004000

led+
727,-

TG-97 L RM
(стандартное 6-канальное соединение)
30197000

led+
727,-

TG-97
(соединение Roto Quick)
30005000

●
603,-



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

TG-98 LM
30003000

●
727,-



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

TG-97 LM
30006000

●
727,-

* Roto Quick couplings см. стр. 62

Угловые наконечники



Угловой наконечник 1:5, четырехточечный спрей Quattro Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

WG-99 LT
30007000

●
1013,-

WG-99 A
30008000

●
767,-



Угловой наконечник, 2:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WG-66 LT
30011000

●
831,-

WG-66 A
30012000

●
681,-



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WG-56 LT
30009000

●
702,-

WG-56 A
30010000

●
617,-



Прямой наконечник, 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм

HG-43 A
30013000

●
510,-

Прямой наконечник

Alegra

Символы

led+ с подсветкой ring LED+

● без подсветки

⦿ внутренний спрей

○ без спрея

☒ термодезинфекция

135°C
SSS стерилизация



Откройте для себя
новые турбинные
наконечники Alegra
с тихим ходом
во время работы.



led  

Тройной спрей, кнопочный захим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

TE-98 LQ
30067000 625,-



led  

Тройной спрей, кнопочный захим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

TE-97 LQ
30066000 625,-



2-3 канальное соединение Borden, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

RQ -53
10405300 263,-



4-х канальное соединение, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

RQ -54
10405400 263,-



Тройной спрей, кнопочный захим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

TE-98
(быстросъемное соединение Roto Quick)
30071000 434,-

TE-98 BC
(2-3 канальное соединение Borden)
30072000 434,-

TE-98 RM
(4-канальное соединение)
30073000 434,-



Тройной спрей, кнопочный захим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

TE-97
(быстросъемное соединение Roto Quick)
30068000 434,-

TE-97 BC
(2-3 канальное соединение Borden)
30069000 434,-

TE-97 RM
(4-канальное соединение)
30070000 434,-



Одиночный спрей, кнопочный захим, мощность 16 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

TE-95 BC
(2-3 канальное соединение Borden)
30074000 318,-

TE-95 RM
(4-канальное соединение)
30075000 318,-



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

WE-56
30116000 **253,-**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм.

WE-57
30117000 **253,-**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

WE-66
30118000 **305,-**



1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

HE-43
30119000 **230,-**



1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

WE-99 LED G
10259900 **911,-**



1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WE-56 LED G
10255600 **653,-**



4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WE-66 LED G
10256600 **718,-**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WE-56 T
30120000 **230,-**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм

WE-57 T
30121000 **253,-**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

WE-66 T
30122000 **284,-**



1:1, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм

HE-43 T
30123000 **210,-**



BC

RM

Уплотнительное кольцо BC


01000700

3,06

Уплотнительное кольцо RM

02207300

3,91



Короткая игла для очистки турбинных, угловых и прямых наконечников

02015101

3,70




Комплект уплотнительных колец

07508900

5,76

Запасные части

Запасные части



Переходник для коротких боров

01312500

4,32



Экстрактор для переходника

01312600

2,50

Принадлежности



Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43

07550200

16,36




Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56, WE-57, WE-66


06994000

16,36

Серия наконечников RC

Символы

 внутренний спрей

 135°C
стерилизация

**Серия
экономичных
и высоко-
качественных
наконечников
RC.**



Серия наконечников RC



Воздушный мотор 2-3-канальный
до 20.000 об/мин

RC-20 BC
11042000 **140,-**

Воздушный мотор 4-канальный
до 20.000 об/мин

RC-20 RM
11042001 **140,-**



Турбинный наконечник 2/3-канальный с
ключом

RC-90 BC
11049000 **162,-**

Турбинный наконечник 4-канальный
с ключом

RC-90 RM
11049001 **162,-**



Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
2/3-канальный

RC-95 BC
11049500 **182,-**


Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
4-канальный

RC-95 RM
11049501 **182,-**



Прямой наконечник 1:1 с защелкой
для RC-20

RC-43
11144300 **103,-**



Implantmed SI-1023



implantmed^{PLUS}

Новый Implantmed
надежный и
универсальный
аппарат для
челюстно-лицевой
хирургии
и имплантологии.



Комплект включает:
 блок управления (230 В)
 мотор со шлангом длиной 1,8 м (EM-19/EM-19 LC)
 5 фиксаторов
 ножную педаль S-N2/S-NW
 штатив
 держатель мотора
 сетевой кабель
 3 комплекта одноразовых стерильных ирригационных трубок



Ножная педаль S-N2,
 Мотор без электрических контактов
 SI-1023 (230 В)
 90000163



3.108,-


Ножная педаль S-N2,
 Мотор с электрическими контактами
 SI-1023 (230 В)
 90000165



3.644,-



Ножная педаль S-NW,
 Мотор без электрических контактов
 SI-1023 (230 В)
 90000164




3.484,-

Ножная педаль S-NW,
 Мотор с электрическими контактами
 SI-1023 (230 В)
 90000166



4.020,-



Комплект без педали включает адаптер CAN, мотор без электрических контактов SI-1023 (230 В)

90000171



Комплект без педали включает адаптер CAN, мотор с электрическими контактами SI-1023 (230 В)

90000172



2.808,-



3.344,-



Модуль W&H Osstell ISQ с измерительным зондом, TestPeg, креплением SmartPeg

30210000


2.680,-



Измерительный зонд с кабелем для модуля W&H Osstell ISQ

07721100


440,-



TestPeg

07849900

46,20



Крепление SmartPeg 1шт

07460300

22,42



Транспортировочный чемодан

07962790

385,-



Implantmed SI-1023 (230 B)

30288000

1.340,-



Мотор EM-19
(без электрических контактов)
1.8 м, 5 фиксаторов

30185000


1.232,-



Мотор EM-19 LC
(с электрическими контактами)
1.8 м, 5 фиксаторов

30281000


1.769,-



Мотор EM-19 LC
(с электрическими контактами)
3.5 м, 10 фиксаторов

30281001

1.984,0-



Ножная педаль S-N2 Кабель 3,5 м

30285000

622,-



Ножная педаль S-NW с адаптером CAN

30264000

997,-



адаптер CAN

07759700

235,-






Держатель мотора

07721800

33,-

Хирургические прямые и угловые наконечники Mini LED+

-  с подсветкой LED+
-  внутренний спрей
-  термодезинфекция
-  стерилизация

**Прямые
и угловые
наконечники
mini LED+
и соединение
W&H**



Хирургические прямые и угловые наконечники Mini LED+



20:1, угловой наконечник с кнопочным зажимом, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 mm (твердость хвостовика >50 HRC, >520 HV), С внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру

WS-75 L
30033000

1.266,-



1:2.7, Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, тройной спрей, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 1.6 mm

WS-91 L
30049000

1.157,-




1:1, прямой хирургический наконечник, рычажный зажим, Для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 mm (также для системы Stryker)

S-11 L
30058000

1.243,-

elcomed

Elcomed



Комплект включает:
 блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В,
 педаль с плавной регулировкой числа оборотов,
 электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м,
 фиксаторы,
 комплект ирригационных трубок,
 сетевой кабель, держатель мотора,
 штатив,
 устройство для предотвращения скручивания.
 Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратами с функцией документирования:
 USB-носитель.



Аппарат с функцией документирования SA-310 , с мотором со шлангом длиной 1,8 м 15933100	4.609,-	Аппарат без функции документирования SA-310 , с мотором со шлангом длиной 1,8 м 15933102	4.281,-
Аппарат с функцией документирования SA-310 , с мотором со шлангом длиной 3,5 м 15933101	4.719,-	Аппарат без функции документирования SA-310 , с мотором со шлангом длиной 3,5 м 15933103	4.390,-



Мотор со шлангом длиной 1,8 м с 5 фиксаторами 05513400	1.069,-	Мотор со шлангом длиной 3,5 м с 10 фиксаторами 06205800	1.157,-
--	----------------	---	----------------



Предохранитель 250 В Т 1,6 АН
06352200

3,23



USB-носитель
06290700

39,40

Запасные части

Implantmed Classic SI-923



Implantmed Classic от W&H

это хирургический аппарат для ежедневного использования. Эргономичный дизайн и удобство в применении обеспечивают работу без усталости рук.

SI-923


Комплект включает:

- блок управления (230 В)
- мотор EM-19, кабель 1,8 м
- 5 фиксаторов
- ножную педаль S-N2
- штатив
- держатель мотора
- сетевой кабель
- 3 комплекта одноразовых стерильных ирригационных трубок



SI-923 (230 V)
90000161


2.874,-



Мотор со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов для крепления ирригационных трубок
06631600 **966,-**
Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.



Мотор EM-19
(без электрических контактов) 1,8 м,
5 фиксаторов
30185000 **1.232,-**




Предохранитель 1,25 А
04014700 **3,06**


Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.



Ножная педаль S-N2
Кабель 3,5 м
30285000 **622,-**



Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок
6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м
04363600 **55,70**
6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м
04364100 **65,80**



Стерилизуемый комплект для ирригации
длиной 2,2 м,
для моторов со шлангом 1,8 м
04719400 **77,-**



Ножная педаль S-NW с SPI адаптером
30264001 **1.110,-**
Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.



SPI-адаптер для (Implantmed SI-923, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
07795800 **349,-**
Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.

Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923
06202400 **590,-**
Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.

Устройство, предотвращающее скручивание (для мотора)
04006800 **6,90**
Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.


Чемодан для аппарата Elcomed
07945930 **385,-**

Чемодан для аппарата Implantmed SI-923
07948730 **385,-**

Запасные части


Имплантология и ЧЛХ


Хирургические прямые и угловые наконечники

- led+ с подсветкой LED+
-  с подсветкой LED+
 -  без подсветки
 -  внешний спрей
 -  термодезинфекция
 -  стерилизация




20:1 Угловой наконечник
с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм., (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру.


WS-75 L G 30032000  **1.373,-**

WS-75 30065000  **1.157,-**




1:1 Угловой наконечник
с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.


WS-56 L G 30039000  **1.266,-**

WS-56 30038000  **986,-**




1:2,7 Хирургический угловой наконечник
с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.


WS-91 L G 30048000  **1.266,-**

WS-91 30047000  **1.050,-**




1:2,7 Хирургический угловой наконечник,
с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

WS-92 L G 30042000  **1.266,-**

WS-92 30041000  **1.050,-**



20:1 хирургический угловой наконечник,
кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика >50 HRC, > 520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку Киршнер/Майеру, с внешним спреем, не разборный.

WI-75 E/KM 10207550  **923,-**


Хирургические прямые и угловые наконечники



135°C
SSS

Черный зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Киршнер/Майер.


1 уп. - 3 шт.
04757100 **34,74**



135°C
SSS

Черный зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

1 уп. - 3 шт.
05051000 **34,74**



135°C
SSS

Зеленый зажим для внешнего спрея с держателем трубки для внутренней системы охлаждения по Киршнер/Майеру.

3 шт., левосторонний
06946300 **34,-**

3 шт., правосторонний
06948300 **34,-**



135°C
SSS

Зеленый зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

3 шт., левосторонний
06948400 **34,74**


3 шт., правосторонний
06949500 **34,74**



135°C
SSS

Игла для внутренней подачи охлаждающей жидкости на бор

02610500 **19,-**



135°C
SSS

Y-переходник

06016400 **33,50**

Хирургические прямые и угловые наконечники



1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей

S-11 L G
30057000 **1.350,-**

S-11
30056000 **879,-**



1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.


S-9 L G
30054000 **1.457,-**

S-9
30053000 **1.136,-**



1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей

S-15
30060000 **1029,-**



1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.

S-10
30059000 **1.307,-**



1:2, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.

S-12
30061000 **1.307,-**



135°C
SSS

Трубка системы охлаждения
S-9, S-9LG, S-11, S-11 LG

06879500 20,90



135°C
SSS

Трубка системы охлаждения
S-10, S-12

06903200 20,90



135°C
SSS

Трубка системы охлаждения
для S-15

07226900 42,20

Запасные части

Имплантология и ЧЛХ



Хирургические наконечники для пилок

-  реципрокные
-  осциллирующие
-  сагиттальные
-  без подсветки
-  внешний спрей
-  термодезинфекция
-  стерилизация



Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора костного материала.

Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.

Хирургические наконечники для пилок




Наконечник прямой 3,25:1 реципрокный для реципрокных пилок в комплекте с пилками R-15 (2 шт.), R-20 (2 шт.), R-30 (2 шт.)
S-8 R
 10100801 1.413,-



Наконечник прямой 3,4:1 для пилок с осциллирующим движением в комплекте с пилками 0-8 (2 шт.) и 0-15 (2 шт.)
S-8 O
 10100802 1.747,-




Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный для сагиттальных пилок в комплекте с пилками S-6 (2 шт.) и S-10 (2 шт.)
S-8 S
 10100803 1.636,-




Ключ для замены пилок
 04740200 3,33

Хирургические наконечники для пилок



Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

R-15, приблиз. длина 15 мм	
1 шт. 04726000	15,45
5 шт. 04800100	69,20
R-20, приблиз. длина 20 мм	
1 шт. 04725900	15,45
5 шт. 04800000	69,20
R-30, приблиз. длина 30 мм	
1 шт. 04725700	15,45
5 шт. 04799900	69,20



Пилка с осциллирующим движением, направление резки под углом 90° к оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилок с возвратно-поступательным движением

O-8, приблиз. ширина 8 мм	
04800500	22,62
O-15, приблиз. ширина 15 мм	
04800400	22,62



Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

S-6, приблиз. ширина 6 мм	
1 шт. 04726200	15,45
5 шт. 04800300	69,20
S-10, приблиз. ширина 10 мм	
1 шт. 04726100	15,45
5 шт. 04800200	69,20

Пилки

Запасные части

Piezomed

piezomed



Piezomed облегчает работу хирурга: благодаря инновационной ультразвуковой технологии костная ткань подвергается обработке различными насадками с высокой точностью.

Комплект включает:

Блок управления (230 В)
 Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или
 Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
 ножная педаль S-N1
 штатив
 держатель мотора
 сетевой кабель
 3 комплекта одноразовых стерильных
 ирригационных трубок
 устройство для смены насадок
 кассета для стерилизации
 набор насадок «Bone»



SA-320

Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м
 30078000



6.778,-

SA-320

Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м
 30078001



6.884,-



SA-320

Мотор с кабелем 1,8 м, с ножным
 управлением
 S-NW, SPI адаптер

30078005

7.166,-



SA-320

Мотор
 с кабелем 3,5 м, с ножным управлением
 S-NW, SPI адаптер

30078007

7.269,-

Уз. наконечник со шлангом длиной
 1,8 м, с комплектом из 5 фиксаторов для
 крепления ирригационных трубок
 06985000 1.802,-

Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м,
 с комплектом из 10 фиксаторов для
 крепления ирригационных трубок
 07159200 1.911,-

Ножная педаль S-N1
 07004400 569,-

Скоба для ножной педали SN-1
 04653500 6,40

Ножная педаль S-NW с SPI адаптером
 30264001 1.110,-

SPI-адаптер для (Implantmed SI-923,
 Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
 07795800 349,-

Светодиод LED
 06205600 192,-

Предохранитель
 06661800 3,03

Чемодан для Piezomed
 SA-320
 07945930 385,-

Беспроводная ножная педаль S-N2

SI-1023 (230 V)
 90000163 3.108,-


Проводная ножная педаль S-N2

SI-1023 (230 V)
 90000165 3.644,-

Запасные части

Имплантология и ЧЛХ

Имплантология и ЧЛХ



②

Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м
04363600 55,70

6 шт., длина 3,8 м
04364100 65,80



135°C
SSS

Стерилизуемый комплект для ирригации длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м

04719400 77,-



135°C
SSS

Подставка для насадок

07134900 66,70



135°C
SSS

Набор насадок «Bone» включает насадки: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

07173100 900,-



135°C
SSS

Набор насадок Sinus«SPECIAL» включает насадки: S1, S2, S3, S4, S5

07173200 632,-



135°C
SSS

Набор насадок «Endo» включает насадки: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

07173300 707,-



135°C
SSS

Набор насадок «Pargo» включает насадки: P1, P2RD, P2LD

07173400 397,-



135°C
SSS

Набор насадок «EX» включает насадки: EX1, EX2

07173500 278,-



Пилка для кости.

Насадка B1
05530100

135°C
SSS

161,-



Пилка для кости.

Насадка B2R
06958600

135°C
SSS

161,-



Пилка для кости.

Насадка B2L
05544400

135°C
SSS

161,-



Насадка для сбора костной стружки и моделирования кости.

Насадка B3
05542100

135°C
SSS

161,-



Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.

Насадка B4
05543800

135°C
SSS

140,-



Скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.

Насадка B5
05534500

135°C
SSS

140,-



Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

Насадка B6
07022500

135°C
SSS

182,-



Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

Насадка B7
07022600

135°C
SSS

182,-



Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Насадка S1
05542900

135°C
SSS

140,-



Насадка округлая с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Насадка S2
05534700

135°C
SSS

140,-



Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Насадка S3
05508200

135°C
SSS

140,-



Насадка для atraumatic отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Насадка S4
05542300

135°C
SSS

140,-



Насадка для atraumatic отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Насадка S5
05542800

135°C
SSS

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R1D
05975200

135°C
SSS

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R2RD
05991000

135°C
SSS

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R2LD
05999400

135°C
SSS

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R3D
05998800

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R4RD
06005000

117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадка R4LD
06004700

117,-



Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

Насадка P1
06067700

117,-



Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.

Насадка P2RD
06061700

140,-



Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.

Насадка P2LD
06061800

140,-



Насадка для atraumatic удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Насадка EX1
06069300

140,-



Насадка для atraumatic удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.


Насадка EX2
06071100

140,-




Кассета для стерилизации
07172900

192,-




Устройство для смены насадок.
06276700

82,-




Штатив
04005900

21,-



Держатель мотора
06177800

32,30



Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте
06290600

7,07


Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923, 5 шт. в комплекте
04019000

7,07



Скоба для ножной педали SN-1
04653500

6,40



Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников
00636901

4,52

Принадлежности

Запасные части и принадлежности



Компактное расположение ваших W&H аппаратов

Экономия места

Мобильный

Размеры (высота x ширина x глубина):
935x500x450 мм

Передвижной модуль
07962870

978,-



Быстросъемные соединения Roto Quick

-  с подсветкой
-  без подсветки
-  внутренний спрей
-  стерилизация



Быстросъемные соединения Roto Quick

это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.



6-канальный, со светом

RQ-24
10402400

219,-



6-канальный, со светом, регулируемый спрей

RQ-34
10403400

243,-



2(3)-канальный (Borden)

RQ-03
10400300

166,-



(Ritter-Midwest) 4-канальный

RQ-04
10400400

166,-



(Ritter-Midwest) 4-канальный, регулируемый спрей

RQ-14
10401400

227,-



Воздушные моторы

led+ с подсветкой LED+

-  с подсветкой
-  без подсветки
-  внутренний спрей
-  внешний спрей
-  без спрея
-  термодезинфекция
-  стерилизация



- Система LT** = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем
- Система A** = без оптики с внутренним спреем
- Система E** = без оптики с внешним спреем

led+ 



6-канальное соединение, для угловых и прямых наконечников со светом

AM-25 L RM
30102000 956,-





Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

AM-25 A RM
30103000 626,-





Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

AM-25 A BC
30104000 626,-

Со встроенным спреем

Воздушные Моторы

С внешним спреем



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

AM-25 E RM
30105000

441,-



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

AM-25 E BC
30111000

441,-



Мотор с 2(3)-канальным соединением Borden

AM-25 BC
30112000

343,-



Мотор с 4-канальным соединением (Ritter-Midwest)

AM-25 RM
30108000

343,-

Без спрея



4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света

AM-20 E RM
30107000

357,-



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

AM-20 E BC
30109000

357,-



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

AM-20 BC
30113000

343,-




4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света

AM-20 RM
30106000

343,-

Без спрея



Уплотнительное кольцо для AM-25 L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC
3 шт.

01862300

5,45

Запасные части



Светодиодное кольцо для AM-25 L RM

07389100

104,-

Воздушные Моторы

Assistina Twin с быстросъемным соединением W&H



Смазка маслом без ожидания. Assistina Twin Quick Connect от компании W&H

это уникальный аппарат среди приборов для обработки, оснащенный двумя инновационными камерами, с рекордным временем смазки и экологически безопасным набором Care Set.

Assistina Twin Quick Connect от компании W&H состоит из:

- 02697000 Шланг подачи воздуха 2 м
- 07477500 Блок питания
- 07484000 Комплект Twin Care

Assistina Twin MB-302
30310000

2.512,-



Сдвижной защитный экран

07477200

63,-



Шланг подачи воздуха 2 м

02697000

81,50



Крышка для отделения картриджа

07479500


54,60



Крышка для отделения фильтра

07479300

54,60



Блок питания

07477500

156,-



Quick ISO

07479300

162,-



Quick RM

06395100

85,-



Принадлежности

состоит из:

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Service Oil F1, MD-302
- > HEPA фильтр

Twin Care Set
07484000

104,-



Стерилизация, Подготовка & Уход

Запасные части

Стерилизация, Подготовка & Уход

Assistina 301 plus



Аппарат Assistina 301 плюс

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.

Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850

00030140

1.241,-



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850+ комплект к
аппарату Assistina для очистки и смазки
26805

00030125

1.310,-

Сервисное масло F1
MD-500 (флакон, объем 500 мл)

02675910

63,-



Очищающая жидкость
MC-1000 (1000 мл)

02680200

37,40



Комплект к аппарату
Assistina для очистки
и смазки, включает:
MD-500 Сервисное масло F1
MC-1000 Очищающая жидкость

02680500

100,-



O-ринг, RM/ISO адаптер

02695700

5,80



Комплект салфеток (20шт.)
для Assistina 301 plus

02694500

17,-



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

02670500

44,74



Assistina адаптеры

Адаптеры для турбинных наконечников



Адаптер для всех изделий компании W&H под быстросъемные соединения Roto Quick

02690400 163,-




Адаптер для турбинных наконечников под быстросъемное соединение Multiflex

04713200 91,-



Адаптер для турбинных наконечников Sirona T1, T2, T3

02692000 173,-



Адаптер для турбинных наконечников Assistina 301 Borden

07014500 137,-



Адаптер для 2(3) - канального соединения Borden


02083500 80,-

* also for Assistina Twin suitable




Адаптер для наконечников Sirona T1 Classic

02691000 177,-



Адаптер для углового наконечника системы Entran

05204600 148,-



Адаптер для угловых наконечников Kavo со съемной головкой

02679000 99,30



Адаптер для смазки цангового зажима типа FG (для турбинных боров) турбинных и угловых наконечников производства W&H, Sirona

02693000 85,65

Адаптеры для прямых и угловых наконечников

Assistina адаптеры

Адаптеры для Assistina Twin



Quick ISO


06422600 162,-



Quick RM

06395100 85,-

Адаптеры для Assistina 301 Plus



Базовый адаптер, входящий в комплект аппарата Assistina, для турбин, воздушных моторов и воздушных скалеров с 4-х канальными фиксированными разъемами или под 4-канальные быстросъемные соединения (с оптикой или без оптики)

Базовый адаптер

02685000 56,90




RM/ISO адаптер

06257600 164,-

Соединение KaVo Multiflex® 465 RN и быстросъемное соединение Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. может быть установлено на базовом адаптере REF 02685000. Касательно прочищенных, рекомендуем проконсультироваться с производителем.

Стерилизация, Подготовка & Уход

Сервисное масло F1




**Флакон с сервисным
маслом, аэрозоль,
400 мл**

Для ухода за
турбинными, прямыми и
угловыми наконечниками,
хирургическими
наконечниками,
воздушными моторами и
скалерами



MD-400
6 флаконов
10940021


110,30



Для угловых и прямых наконечников

02038200


5,70



Для турбинных наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров с соединением Roto Quick W&H

02229200


5,70



Для турбинных наконечников и воздушных моторов с фиксированным соединением

02036100


5,70



Для изделий с соединением Multiflex

04396100


9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение Sirona

05908000


9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение NSK Mach

05773300


9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение Bien Air Unifix

05772000

9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение NSK QD-J

05907800

9,00

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла

Паровой стерилизатор от W&H

lisa



Паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации сплошных, полых и пористых изделий, в соответствии с EN13060

Стерилизатор LISA комплектация:

- Поворотный держатель кассет
- 5 алюминиевых поддонов
- Сливная трубка
- Держатель поддонов
- Инструмент открывания дверцы
- Фабричный тест
- 8 Gb USB-накопитель

LISA 17		
19931110		7.343,-
LISA 22		
19932110		7.868,-

Паровой стерилизатор от W&H

lina




Паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации сплошных, полых и пористых изделий, в соответствии с EN13060

Стерилизатор LINA комплектация:


- Поворотный держатель кассет
- 3 алюминиевых поддона
- Сливная трубка
- Держатель поддонов
- Воронка
- Фабричный тест

С опцией автоматического заполнения водой и USB накопителем

LINA 17 19941104	5.555,-
LINA 22 19942104	6.060,-



Принтер этикеток LisaSafe
19721100 **741,-**



Сканер считыватель кодов
198,-




Комплект LisaSafe для Lisa
Соединительный кабель для USB+ 1 рулон на 2100 этикеток+картридж+инструкция для активации кода
19721123 **53,50**




Комплект LisaSafe
2 рулона на 2100 этикеток и 2 картриджа
A810500X **84,30**




Seal
Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм
19722101 **632,-**



Термопринтер с кабелем Sprint для Lina/Lisa 17&22
19721108 **450,-**



Рулон термобумаги для Sprint
A810504X **3,10**



Стандартный рулон термобумаги, 57 мм для Print A700140X **1,07**
Двойной рулон термобумаги, 57 мм для Print A700141X **3,11**



Картридж для принтера
A700103X **10,20**

Принадлежности

Принадлежности

Опция отслеживания от W&H

Стерилизация, Подготовка & Уход

Принадлежности для водоподготовки




Osmo
(автоматическое заполнение водой)
Обеспечение водой нескольких стерилизаторов

19723100 1029,-



Набор для подсоединения к воде для стерилизаторов Lina

X051110X 118,-



Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&H или аппаратов других производителей Multidem C27

19723112 375,-



Multidem C27 сменный картридж

A812016X 192,-




Водяной пистолет

A812018X 80,30



Dist
Дистиллятор для водопроводной воды, емкость 4 литра

19723101 329,-



Тестер качества воды, измеряющий уровень электропроводности и степень чистоты воды Prim

A800502X 118,-



Средство для удаления осадка в воде для дистиллятора Dist 500 г

H802010X 15,-




Емкость для воды для Dist

A811019X 21,80



Пакеты с активированным углем для Dist
Комплект из 12 шт.

H802011X 17,-



Сливная трубка с быстросъемной муфтой

S230900X 7,00



Воронка для Lina, Lisa 500,300

F540903X 8,70

Принадлежности для водоподготовки

Стерилизация, Подготовка & Уход




**Поворотный держатель
3 стандартных кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 517, Lisa 317,
Lina 17, Lisa 17

F523008X **66,50**

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322,
Lina 22, Lisa 22

F523009X **71,70**



**Поворотный держатель
4 кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523012X **66,50**

Для Lisa 522, Lina MB22
Lisa 322, Lina 22, Lisa 22

F523015X **73,23**



**Алюминиевый поддон,
анодированный, с перфорацией**

Для стерилизаторов Lisa 517,
Lina MB17
Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523204X **22,12**


Для стерилизаторов Lisa 522,
Lisa MB22, Lisa 322,
Lina 22, Lisa 22 Lina MB22

F523205X **30,80**



**Держатель
поддона**

F523001X **14,50**



**Поворотный держатель
3 больших кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17
Lina 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523020X **66,50**

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322, Lina 22,
Lisa 22

F523021X **72,40**



**Поворотный держатель
2 кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523016X **66,50**

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322,
Lina 22, Lisa 22

F523017X **72,40**

Принадлежности для держателей и поддонов

Принадлежности для держателей и поддонов

Стерилизация, Подготовка & Уход

Стерилизация, Подготовка & Уход



Уплотнительное кольцо для дверцы Для
стерилизаторов Lina MB

F460503X


31,10



Уплотнительное кольцо для дверцы
Для стерилизаторов Lisa 500, Lisa 300, Lina
и Lisa 17&22

F460504X

34,34



Пылеулавливающий фильтр
для Lisa 500, Lina MB
Lisa 500, Lisa 300, Lina, Lisa 17&22

F364502X

11,00



Бактериологический фильтр

W322400X

21,40

Прочие расходные материалы и принадлежности

Стерилизация, Подготовка & Уход



Perfecta 300 / 600 / 900



Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.



Комплект, включает:

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

ключ для цангового зажима,
гаечный ключ,
сервисное масло W&N,
кисточку для очистки.

**Настольный блок управления
LA-323 T (230 В)**

14933000

1.492,-

**Настольный блок управления "Е-типа"
с мотором "Е-типа"
LA-323 TE (230 В)**

14933002

1.181,-

**Коленный блок управления
LA-323 K (230 В)**

14933100

1.492,-

**Коленный блок управления "Е-типа"
с мотором "Е-типа"
LA-323 KE (230 В)**

14933102

1.181,-

**Ножной блок управления
LA-323 F (230 В)**

14933200

1.263,-

**Ножной блок управления "Е-типа"
с мотором "Е-типа"
LA-323 FE (230 В)**

14933202

976,-

Perfecta 300



Комплект, включает:

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

**Настольный блок управления
LA-623 T (230 В)**

14936000

1.949,-

**Коленный блок управления
LA-623 K (230 В)**

14936100

1.949,-

**Ножной блок управления
LA-623 F (230 В)**

14936200

1.744,-

Perfecta 600



**Пульт управления
LA-3 D для аппарата Perfecta 300**
05127000

219,-



**Пульт управления
LA-6 D для аппарата Perfecta 600**
05243200

219,-



**Моторный наконечник (без шланга)
LA-66**
05201200

983,-



**Мотор «Е-типа» с соединением ISO (без
шланга) LA-3 E (только для аппарата
Perfecta 300)**
05138800

678,-

**Шланг мотора длиной 1,8 м
Для аппарата Perfecta 300**
05114900

125,-

Для аппарата Perfecta 600

05116500

152,-

Принадлежности для Perfecta 300 / 600

Зуботехническая лаборатория

Зуботехническая лаборатория



Комплект, включает:

блок управления (230 В),
пульт управления,
сетевой кабель,
высокоскоростной наконечник,
держатель наконечника,

воздушный шланг,
шланг для подачи охлаждающей жидкости
(только для вариантов с внешней подачей
охлаждающей жидкости).

**Настольный блок управления
с внутренней подачей охлаждающей
жидкости
LA-923 TT (230 В)**

14939300 **2.234,-**

**Настольный блок управления
с внешней подачей охлаждающей
жидкости
LA-923 T (230 В)**

14939000 **2.234,-**

**Коленный блок управления
с внутренней подачей охлаждающей
жидкости
LA-923 KT (230 В)**

14939400 **2.234,-**

**Коленный блок управления
с внешней подачей охлаждающей
жидкости
LA-923 K (230 В)**

14939100 **2.234,-**

Perfecta 900

**Пульт управления
LA-9 D**
05243400 **219,00**

Адаптер для фрез
Для присоеди ния к высокоскоростному
наконечник у LA 9 фрез 16 или 18 мм
в диаметре
06319400 **127,00**

Принадлежности для Perfecta 900

Моторный наконечник (без шланга)
**Настольный блок управления с внутренней
подачей охлаждающей жидкости
LA-66**
05201200 **983,00**
**Шланг мотора длиной 1,8 м
для моторного наконечника LA-66**
05116500 **152,00**

**Высокоскоростной наконечник
(без шланга)
LA-9**
05015900 **1.146,0-**
Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9
05117800 **208,00**

**Педальный блок управления
L-NV**
05038100 **142,00**

Держатель наконечника
03211500 **22,20**

Принадлежности для Perfecta 300 / 600 / 900

**Настенный кронштейн для пульта
управления**
05138000 **23,00**

**Прямой наконечник 1:1
для легких технических работ,
не требует ухода, поворотный
зажим, только для боров для прямых
наконечников
945**
14124500 **532,00**

Зуботехническая лаборатория

Зуботехническая лаборатория

**Представительство компании
W&H Dentalwerk в Москве**

Многоканальный тел.:

+7 (495) 269 48 68

E-mail: info@wh.com

Web-site: www.wh.com/ru_cis



<https://stomshop.pro>